

HumerusComfort Collum, appliceringsguide

Sittande applicering



1. Låt den skadade armen hänga fritt och avslappnat.



2. Lossa axelbandet från kudden och öppna banden för bål och överarm. Kilen kan fästas på kuddens insida.




3. Fixera kudden och se till att armen vilar mot kudden.



4. Fäst överarmsbandet runt överarmen. Klipp vid behov.



5. Fäst bålbandet runt midjan. Se till att förslutningen är lättillgänglig för den friska armen.



6. Klipp bålbandet kortare vid behov.



7. Trä axelbandet genom D-ring och fäst kardborren. Korta axelbandet om kardborren fäster för långt bak.



8. Fäst axelbandet bak. Se till att det fästs nära den friska armen för minskat tryck mot nacken.




9. Finjustera axelbandet med kardborrefästet fram.



10. Öppna och fäst handledsbandet runt handleden.



11. Kontrollera om positioneringskudden ger önskad position.



12. Flytta positioneringskudden utåt eller inåt för att uppnå önskad position.

HumerusComfort Collum, appliceringsguide

Liggande applicering



1. Avlägsna axelbandet från kudden och öppna banden för bål och överarm. Placera sen kudden över bålen.



2. Trä bålbandet under ryggen och ta emot på andra sidan. Dra bandet för att få kudden i position mot den skadade armen och förslut. Klipp vid behov.



3. Fäst överarmsbandet runt överarmen. Klipp vid behov.



4. Trä axelbandet genom D-ringen och fäst kardborren.



5. Fäst axelbandet bak, nära den friska armen. Klipp vid behov. Finjustera senare axelbandets position sittandes.



6. Öppna och fäst handledsbandet runt handleden.

Exempel på korrekt montering och placering



HumerusComfort Collum i vardagen



Scanna för att se instruktionsfilm