





HOOF CAST





How to use

1. To use the Mustad Hoof cast, prepare the hoof as normal and fit the shoe or plate to shape, allowing for the additional thickness of the casting tape.

-  Pour utiliser le plâtre Mustad, préparez le pied comme d'habitude puis adaptez le fer ou la plaque à la tournure, en tenant compte de l'épaisseur supplémentaire du bandage.
-  Um den Mustad Hoof Cast zu verwenden, bereiten Sie den Huf wie gewohnt vor und passen Sie den Huf oder die Platte an die Form an, wobei Sie die zusätzliche Dicke des Cast Tapes berücksichtigen.
-  För att använda Mustad Hoofcast ska hoven verkas och trimmas som vanligt. Passa in skon för att säkerställa att Mustad Hoofcast får plats under.
-  Om de Mustad HoofCast te gebruiken, bereidt u de hoef voor zoals normaal en past u het ijzer in de juiste vorm aan, rekening houdend met de extra dikte van de Hoof Cast.







2. Prepare the outer hoof wall with a rasp/sanding block or buffer. We recommend using denatured alcohol to clean the hoof wall.

-  Préparez la paroi avec une râpe/bloc de ponçage. Nous recommandons d'utiliser de l'alcool dénaturé pour nettoyer la paroi du sabot.
-  Bereiten Sie die äußere Hufwand mit einer Raspel oder einem Schleifklotz vor. Zur Reinigung der Hufwand empfehlen wir Brennspiritus (Reinen Alkohol?).
-  Förbered även utsidan av hovväggen med en fin rasp. Vi rekommenderar även att rengöra den yttre hovvägen med hjälp av denaturerad alkohol.
-  Bereid de buitenste hoefwand voor met een rasp of schuurblok. Voor het reinigen van de hoefwand raden wij aan om alcohol (70% of hoger) te gebruiken.







3. Make sure the hoof is CLEAN and DRY before applying the Hoofcast. If the hoof is very wet, a heat gun or hairdryer can be used to remove all external moisture. Protect the coronary band with for example PVC tape, to prevent adhesive from sticking to this sensitive area.

-  Il faut s'assurer que les pieds sont secs et si besoin, utiliser un sèche cheveux ou décapeur thermique pour sécher les pieds avant application de la bande Hoofcast. une fois que cela a été fait, assurez-vous de protéger la la couronne avec du ruban adhésif plastifié, cela évitera de coller cette zone.
-  Stellen Sie sicher, dass der Huf SAUBER und TROCKEN ist, bevor Sie den Hoofcast anbringen. Wenn der Huf sehr nass ist, kann eine Heißluftpistole oder einen Föhn verwendet werden, um alle äußere Feuchtigkeit zu entfernen. Schützen Sie den Kronrand beispielsweise mit PVC-Klebebandum zu verhindern, dass Klebstoff an diesem empfindlichen Bereich haftet.
-  Säkerställ att hoven är ren och torr innan Hoofcast appliceras. Om hoven är väldigt blöt kan en värmepistol eller hårfön försiktigt användas för att torka hoven.
-  Zorg ervoor dat de hoef SCHOON en DROOG is voordat u de Hoofcast aanbrengt. Als de hoef erg nat is, kan een heteluchtpistool of een haardroger worden gebruikt om al het externe vocht te verwijderen. Bescherm de coronaire band met bijvoorbeeld PVC-tape, om te voorkomen dat er lijm aan dit gevoelige gebied blijft kleven.







4. Next, apply an acrylic adhesive to the outer wall, adding additional adhesive in the heel areas as this will help locate the tap.

-  Ensuite, appliquez une colle acrylique sur l'extérieur, en ajoutant de la colle au niveau des talons, car cela permet d'optimiser la tenue du bandage.
-  Tragen Sie als Nächstes einen Acrykleber auf die Außenwand auf und fügen Sie zusätzlichen Kleber in den trachtenbereichen hinzu, da dies hilft, das Klebeband zu lokalisieren.
-  Applicera därefter ett akrylim till hovens utsida. Skydda kronranden med exempelvis PVC-tejp för att undvika att limmet fäster där. Vi rekommenderar att addera extra lim i traktdelen för att fixera gipset ytterligare.
-  Breng vervolgens een acrylijm aan op de buitenwand en voeg extra lijm toe in de hielgebieden, omdat dit helpt bij het aanbrengen van de Hoof Cast.







COMFORTMIX

5. Remove the Mustad Hoofcast from its protective bag. Wrap the hoof, do not tape above the coronary band or the heel bulbs.

-  Sortir le plâtre Mustad (Hoof Cast) de son sac de protection.
-  Nehmen Sie den Mustad Hoofcast aus seiner Schutzhülle
-  Ta ut Mustad Hoofcast ur sin skyddspåse
-  Haal de Mustad Hoofcast uit de beschermhoes







6. Wrap the hoof between six to seven times, this will use up half the roll, allowing for two hooves per roll.

-  Entourez le pied six à sept fois, ainsi, vous allez utiliser la moitié du rouleau, ce qui permet de faire deux pieds par rouleau.
-  Wickeln Sie den Huf zwischen sechs und sieben Mal ein, dies verbraucht die Hälfte der Rolle, sodass zwei Hufe pro Rolle möglich sind.
-  Linda mellan sex och sju varv, vilket i de flesta fall innebär att halva rullen gips används. En rulle gips räcker därmed till två hovar.
-  Wikkel de hoef zes tot zeven keer in, dit zal de helft van de rol gebruiken, waardoor je met 1 rol ongeveer 2 hoeven kunt doen.







7. Next, dampen the cast with a spray bottle or damp sponge. This will activate the cast.

-  Ensuite, humidifiez le plâtre avec un vaporisateur ou une éponge humide. Cela activera le durcissement du bandage.
-  Als nächstes befeuchten Sie den Gipsverband mit einer Sprühflasche oder einem feuchten Schwamm. Dadurch wird die Besetzung aktiviert.
-  Spraya därefter gipset med vatten för att aktivera produkten, alternativt stryk över gipset med en fuktig svamp eller trasa.
-  Bevochtig vervolgens de Hoof Cast met een spuitfles of een vochtige spons. Dit activeert de Hoof Cast.







8. Once the Mustad Hoofcast has been activated, wrap the hoof in cling wrap. When the cling wrap has been applied place the hoof on the ground and repeat the process on the second hoof.

-  Dès que le processus de durcissement a commencé, enveloppez le pied avec du film alimentaire
-  Nachdem der Mustad Hoofcast aktiviert wurde, wickeln Sie den Huf in Frischhaltefolie eine
-  När Mustad Hoofcast är aktiverat ska hoven svepas in i plastfolie.
-  Zodra de Mustad Hoofcast is geactiveerd, wikkel u de hoef in met folie.







9. Once the hoof cast has been set, remove the cling wrap and remove the central frog section of the cast so the hoof can expand and contract as normal. We recommend using a knife or cast cutters being careful around the bulbs and coronary band.

-  Une fois que le plâtre Mustad (Hoof Cast) a été mis en place, retirez le film alimentaire et retirez la partie médiane correspondant à la fourchette afin que le pied puisse fonctionner normalement. Nous vous recommandons d'utiliser une rénette ou des coupe-plâtres en prenant beaucoup de précautions autour des glomes et de la couronne.
-  Sobald der Hufgips fixiert ist, entfernen Sie die Frischhaltefolie und entfernen Sie den mittleren Strahlabschnitt des Hufgipses, damit sich der Huf normal ausdehnen und zusammenziehen kann. Wir empfehlen die Verwendung eines Messers oder Gipschneiders, wobei Sie vorsichtig um die Ballen und den Kronrand herum sein müssen.
-  Då Mustad Hoofcast härdats kan plastfolien tas bort. Därefter bör gipset som täcker strålen tas bort för att hoven ska kunna expandera som normalt. Vi rekommenderar att försiktigt använda en kniv för detta steg.
-  We raden aan om een mes of renet te gebruiken en voorzichtig te zijn rond de hoofballen en de kroonrand



10. The shoe can now be nailed on and clenched as usual. However it can be used with it without a horseshoe.

-  Le fer peut maintenant être broché et rivé comme d'habitude, sachant qu'il peut être utilisé sans fer.
-  Falls man den Hoofcast mit einem Eisen verwendet kann dieses nun wie gewohnt aufgenagelt werden.
-  Hoven kan nu skos som vanligt.
-  Als je de Hoofcast met een hoefijzer gebruikt, kun het nu zoals gewoonlijk worden vast genagelt.

