

MUNSKYDD - ETT FÖRTYDLIGANDE

Vi på Kaj 10 jobbar för att hjälpa till i dessa oroliga Corona-tider.

Vi har ett gott samarbete i Asien och där lyckats få tag i ett bra munskydd. Dessa kommer att flygas hem och från första veckan i april finns de på vårt lager för leverans ut till dig.

Munskydden säljer vi till rätt pris och ser till att försöka få ut till så många som möjligt (vi delar upp i 100-poster) så att alla har möjlighet att köpa.

Vi säljer till äldreomsorg, hemtjänst, livsmedelsindustri, kommuner etc. I många fall kan dessa verksamheter inte få tag på utrustning via sina normala kanaler då deras produkter helt självklart är öronmärkta till vården. Sverige måste fortsätta rulla och vi måste hjälpas åt. Ingen tjänar på att verksamheter måste stänga igen.

Information om munskydden ser du på nästa sida.



Munskyddet har EU-standard 14683 vilket innebär att det klassificeras som ett operationsmunskydd. Den europeiska standarden delas in i tre punkter:

1. Bakteriefiltreringseffektivitet


Munskyddet har en hög bakteriefiltreringseffektivitet, vilket innebär mindre spridning av bakterier och därmed bättre skydd mot infektionssmittande partiklar.







2. Andningmotstånd (Delta P)


Munskyddet har ett lägre andningsmotstånd vilket innebär en högre komfort hos användaren. Detta innebär att munskyddet känns svalare och lättare att andas igenom och att munskyddet bättre bibehåller den kupade formen, eftersom trycket på materialet är mindre. Det betyder också att en mindre andel ofiltrerad luft läcker ut runt munskyddet.

3. Stänkmotstånd

Munskyddet skyddar användaren på ett bättre sätt mot stänk (exempel blod).

 **D20108** **RFX+CARE®**
17.5x9.5cm
1pcs


     **MD** **Medical device** 
PAP

 **RFX+CARE Manufacturing Co., Ltd.**
7 Lanjiang Road, Yeucheng District,
Shaoxing, Zhejiang, China 312000

EC **REP** **RFX+CARE International A/S**
Bakkegaardsvej 408, 3050
Humlebæk, Denmark

GB
Face mask
Type IIR approved in accordance with EN 14683: 2014
Intended use:
Protection against inhalation of airborne particles such as transmitted bacteria, vira as well as dust and pollen.
Instruction for use:
1. Wash your hands before wearing. Gently stretch the upper and lower sides to expand the face mask. The blue side with the nasal bridge clamp (black if it is B/W mask), should face outwards when you are wearing the mask.
2. Make sure that the nasal bridge clamp is facing upward. Make sure that the mask is tightly fitted to the face also placing the ear string firmly around ears.
3. Gently press the nasal bridge clamp around the nose to ensure a tight fit and adhesion.
4. Spread and unfold until it covers the chin completely, leaving no gaps between the mask cheeks and chin.
Warning:
Single use. Do not use if the mask is dirty or broken. Keep away from children.
Non sterile.
Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

D20108-IFU
2020-03


5 706636 565986