

Saga - Protese BH

ART.NO 31122

Bøylefri komfortabel protese-BH i mykt mikrofiber materiale. Stødige skåler med lomme for protese/vatt. Brede og trukket justerbare skulderstropper. Høyt kutt i hals og bred støtte under armhulen gir en fin passform og støtte. Lukkes med hekker i ryggen, 3x3 rader.

Størrelse: Saga finnes i følgende størrelser: 75 B-E, 80-105 A-E

Indikasjoner: Benyttes etter ulike typer brystkirurgi. For brystoperert med behov for protese. Proteselomme i begge skåler.

Kontraindikasjoner: Ingen kjent.

Materiale: Polyamid 85%, Elastan 15%. Inneholder ikke lateks.

Vaskeråd: Vaskes ved 40°C, kan om nødvendig vaskes ved høyere temperaturer, opp til 60°C. Produktet holder lenger hvis det vaskes ved lavere temperaturer. Tørkes hengende eller liggende. Ikke bruk tørketrommel. Lukk hekker før vask. Hvis man har fått blodflekker på plagget, bløtlegg eller vask i kaldt vann. Bruk ikke blekemiddel eller tøyemykner da dette kan virke inn på funksjonen av materialet.

Måltaking – slik måler du størrelse:

Les sammen med størrelsesguiden under.

1. Stram omkrets måling under bysten = X. Runde opp til nærmeste femtall (omkrets på 78 cm gir en BH størrelse på 80).
2. Løs omkrets måling fra sternum over høyeste punktet av bysten til midten av ryggraden = Y. Multipliser denne målingen 2 = Y2.
3. Forskjellen mellom Y2 og X gir skål størrelsen (Y2 - X = skål størrelse).



Lukk med hekker i ryggen. Lomme for protese/vatt. Brede og justerbare skulderstropper. Bred støtte under armhulen.



Størrelsesguide:

Omkrets under bysten = X									
Omkrets X cm	68-72	73-77	78-82	83-87	88-92	93-97	98-102	103-107	
= Størrelse	70	75	80	85	90	95	100	105	
Y2-X = Skål størrelse									
Forskjell (cm)	13	15	17	19					21
Skål størrelse	A	B	C	D					E