

TK ROM - Postoperatiivinen polviortoosi

TUOTENRO 70641

TK ROM -polviortoosia käytetään polven tai jalan vamman tai leikkauksen jälkeen, kun tarvitaan polven liikealueen hallintaa tai polvinivelen täydellistä immobilisointia. Ortoosi on suunniteltu nopeaksi ja helpoksi sovittaa leikkauksen jälkeen. TK ROM on yksi markkinoiden kevyimmistä jäykistä polviortooseista.

Ortoosin sisäpuolella on pehmeät pehmusteet, joiden hyvä kitka auttaa ortoosia pysymään paikallaan ja vähentää sen valumista. Muotoiltavien alumiinimansettien ansiosta ortoosi voidaan sovittaa yksilöllisesti potilaalle. Kiskoja voidaan taivuttaa potilaan jalan muotojen mukaan. Teleskooppimekanismin avulla ortoosin pituutta voidaan säätää 46–58 cm. Kaikki jalkamansetit ovat liikuteltavia.

Ojennuksen rajoitus voidaan säätää 0–90° ja koukistuksen rajoitus 0–120°, molemmat 10°:n välein.

Käyttöaiheet: Polven nivelsiteiden postoperatiivinen rekonstruktioleikkaus, sääriluun proksimaaliset murtumat, polvilumpion murtumat, osteotomia sekä polven sijoiltaanmeno.

Vasta-aiheet: Ei ole tarkoitettu yli 110 kg painaville henkilöille.

Koko: Yksi koko.

Mitta: Reiden ympärysmitta noin 15 cm polvilumpion yläpuolelta. Sopii enintään 80 cm:n reiden ympärysmitalle.

Materiaali: Kiskot: 40% alumiinia, 35% polyamidia, 15% terästä ja 10% polyesteriä.
Pehmusteet: 50% polyuretaania, 38% nailonia, 10% elastaania ja 2% synteettistä hiilikuitua.
Lateksiton.

Pesuhjeet: Tekstiilipehmusteet voidaan pestä 30°C:ssa. Parhaan kestävyys saavuttamiseksi suositellaan käsinpesua. Kuivataan tasolla. Kiskot pyyhkitään liinalla käyttäen lämmintä vettä tai mietoa desinfiointiainetta.



Mansetit voidaan muotoilla jalan mukaan.



MD Class I CE

Koko	Art.no
Yksi koko	70641-00-50