

# ComfortSling

ARM SLING

Art no 20111-09-50

Universal size

12 pcs.



**SE/DK/NO** Armslinga/armslynge för avlastning/aflastning av skulder/arm vid akuta/akutte skador/trauma.

**FI** Kantoside - Olkapään/käsivarren kuormituksen vähentäminen akuutista vammasta/traumasta johtuen.

**EN** Arm sling for support of the shoulder/arm in the event of acute injuries.

**DE** Armschlinge zur Entlastung der Schulter/des Arms bei akuten Verletzungen.

**NordiCare**®



STANDARD  
100  
1976-298  
DTI

Latex free



Fits both  
adult & child

## ComfortSling - ARM SLING

art no 20111-09-50

## Instructions for use

**SE** Placera armen i slingan som bilden visar. Drag axelbandet över ryggen och bestäm önskad längd genom att knäppa fast bandet i den orange knappen i önskat knapphål. Se till att bandet är fäst ordentligt i knappen. Man kan välja att fästa bandet på knappens in- eller utsida. Det går bra att klippa av bandet till önskad längd.

**DK** Placer armen i slyngen som vist på billedet. Træk skulderbåndet over ryggen og bestem den ønskede længde ved at feste båndet i den orange knap i det ønskede knappehul. Sørg for at båndet er fastgjort ordentligt i knappen. Man kan vælge at fæstne båndet på knappens inder- eller yderside. Båndet kan klippes af til den ønskede længde.

**NO** Plasser armen i slyngen som bildet viser. Dra skulderbåndet over ryggen, og bestem ønsket lengde ved å kneppe fast båndet med den oransje knappen i ønsket knapphull. Pass på at båndet er festet godt i knappen. Du kan velge om du vil feste båndet på knappens innside eller utsida. Det går bra å klippe av båndet i ønsket lengde.

**FI** Laitakäsi silmukan kuten kuvassa. Vedä hihna selän päälle ja määrittää haluttuun pituuteen katkaisevabändioranssia painiketta haluamasi napinläpi. Varmista että vyö on tiukasti kiinnipainikkeen. Voit liittäähihna painiketta sisä- tai ulkopuolelle. Se on hyvä leikata nauha haluttuun pituuteen.

**EN** Place arm in the sling pocket as shown in the illustration. Pull strap back over your shoulder until buttonhole comfortable aligns with the orange button. Place button through buttonhole securely. Strap may be secured on either side of the button. If necessary the strap can be shortened to desired length.

**DE** Legen Sie den Arm wie in der Abbildung gezeigt in die Armtasche. Schultergurt von hinten über die gegenüberliegende Schulter nach vorne ziehen. Gurt am gewünschten Knopfloch, innen oder außen am orangefarbenen Knopf, an der Armtasche gut festknöpfen. Bei Bedarf den Gurt kürzen.

## Indications

**SE** För avlastning av skuldra/arm vid akuta skador/trauma.

**Kontraindikationer:** För patienter med sinus caroticus syndrom bör tryck från ortosen i sinus carotis-området undvikas.

**DK** For aflastning af skulder/arm ved akutte skader/traumer.

**Kontraindikationer:** For patienter med sinus caroticus syndrom bør tryk fra ortosen i sinus carotis-området undgås.

**NO** For avlastning av skulder og arm ved akutt skade/trauma.

**Kontraindikasjoner:** For pasienter med carotis sinus syndrom bør trykk fra ortosen i carotis sinus området unngås.

**FI** Olkapään/käsivarren kuormituksen vähentäminen akuutista vammasta/traumasta johtuen.


**Vasta-aiheet:** Potilailla, joilla on sinus caroticus -oireyhtymä, tulee välttää ortoosin aiheuttamaa painetta sinus carotis alueella.

**EN** For support of the shoulder/arm in the event of acute injuries.

**Contraindications:** For patients with sinus carotid sensitivity avoid pressure from the orthosis in the carotid sinus area.

**DE** Zur Entlastung der Schulter/des Arms bei akuten Verletzungen.

**Kontraindikationen:** Bei Patienten mit Sinus-Caroticus-Syndrom sollte Druck durch die Orthese im Bereich der Halsschlagader vermieden werden.



## Information

**SE** Om det svider, skaver eller färgförändringar i huden uppstår, tag av produkten och kontakta utprovaren. Utprovning, förskrivning samt rekommendation om användning bör göras av eller under ledning av medicinskt utbildad person. För bästa resultat, följ användarinstruktionerna. Rådgör med medicinskt kunnig personal vid användning i kombination med andra läkemedel/hjälpmedel. Allvariga tillbud skall rapporteras till NordiCare samt behörig myndighet.

**DK** Hvis det svier, gnaver eller giver farvecændringer i huden, fjern produktet og kontakt din behandler. Afprøvning, ordination og rekommendation om anvendelsen bør ske af medicinsk uddannet personale. For det bedste resultat følg brugsanvisningen. Rådfør dig med en sundhedsfaglig person ved anvendelse i kombination med andre medikamenter/hjælpe midler. Alvorlige hændelser skal rapporteres til NordiCare og den relevante myndighed.

**NO** Hvis det svir, gnager eller oppstår fargeendringer på huden, ta av produktet og kontakt din tilpasser. Anbefaling, foreskriving om bruk og testing bør utføres av medisinsk helsepersonell. For best resultat, følg bruksanvisningen. Rådfør deg med helsepersonell ved bruk av produktet i kombinasjon med andre hjelpemidler og legemidler. Alvorlige hendelser skal rapporteres til NordiCare og den kompetente myndigheten.

**FI** Jos iho kirvelee tai hiertyy tai ihon väri muuttuu, riisu tuote ja ota yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen. Sovituksesta, määräämisestä ja käyttösuosituksista huolehdi tai niitä ohjaa terveydenhuollon ammattilainen. Parhaat tulokset saadaan noudattamalla käyttöohjeita. Kysy terveydenhuollon ammattilaiselta neuvoa tuotteen käyttämisestä yhdessä lääkkeiden/muiden apuvälineiden kanssa. Vakavista tapauksista on ilmoitettava NordiCarelle ja toimivaltaiselle viranomaiselle.

**EN** If a stinging sensation, rash or other changes in skin color occur, discontinue use and contact your doctor or other medically trained person. Only medically trained persons are to prescribe and recommend the use of the product. For best results, follow instructions for use. Use in combination with other medical products should be supervised by qualified medical practitioner. Serious incidents shall be reported to NordiCare and the competent authority.

**DE** Bei Schmerzen, Scheuern oder Hautverfärbungen, entfernen Sie das Produkt und wenden Sie sich an Ihr medizinisches Fachpersonal. Anprobe und Anwendungsempfehlungen sollten von oder unter Anleitung einer medizinisch geschulten Person durchgeführt werden. Für ein bestmögliches Resultat befolgen Sie bitte stets die Gebrauchsanweisung. Wenden Sie sich an medizinisch versiertes Personal, wenn Sie das Produkt in Kombination mit anderen Arzneimitteln/Hilfsmitteln anwenden möchten. Ernsthafte Komplikationen müssen NordiCare und der zuständigen Behörde gemeldet werden.

## Washing instructions



## Material composition

88% Polyester, 12% Elastane. Latex free.

For more information please consult our product catalogue or visit [www.nordicare.se](http://www.nordicare.se).

For further questions, contact your doctor, health practitioner or medical equivalent - or NordiCare: +46 42-35 22 20, [info@nordicare.se](mailto:info@nordicare.se).

