



### QuickSling Armslynge Art no. 20118-00-50

#### Bruksanvisning

##### Dobbeltarmet slynge

1. Forkort til ønsket lengde.
2. Fest borrelåsen i begge ender av stroppen.
3. Lag en løkke for bruk nær albuen.
4. Før slyngen bak ryggen, tilbake over motsatt skulder.
5. Før slyngen rundt håndleddet og juster håndposisjonen ved å feste borrelåsen med slyngen.

**Indikasjoner:** For avlastning av skulder/arm ved akutt skade/trauma.

**Kontraindikasjoner:** For pasienter med carotis sinus syndrom bør trykk fra ortosen i carotis sinus området unngås.

##### Materiale:

53% Polyuretan, 38% Polyester, 9% Nylon.  
Inneholder ikke lateks..

