



## Compression Garments by NordiCare

# Daisy

art no 51204

**BODY**



Compression class 1 (15-21 mmHg)

This packaging can be recycled as paper and the bag as plastic.

Available colors:


Compression class 1 (15-21 mmHg)

Fully openable & adjustable

Seamless

4-way stretch

Size	Waist cm	Hip cm
XS	62-68	86-91
S	69-75	92-97
M	76-83	98-103
L	84-92	104-111
XL	93-101	112-119
2XL	102-110	120-127



NordiCare<sup>®</sup>  
 Solrosvägen 1,  
 SE-263 62 Viken  
 Sweden  
 Phone +46 42 35 22 20,  
 Fax +46 42 35 22 21  
 info@nordicare.se,  
 www.nordicare.se

STANDARD 100  
 OEKO TEX<sup>®</sup>  
 6234-7001  
 DTI  
 www.oeko-tex.com

2024-09-19  
 P3228.01

- SE** Kompressionsbody med dubbel material/ lilla över buken. Efter plastikkirurgi buk. Först i sidorna samt i grenen. Sillikonkant i linning.
- DK** Kompressionsdragt med dubbel material/ lilla över buken. Lükkes i sidene og i skridet. Sillikonkant i linning.
- NO** Kompressionsbody med dobbelt material/ lomme over magen. Etter plastisk kirurgi lomme over magen. Lükkes i sidene og i skridet. Sillikonkant i linning.
- FI** Tukibody, jossa kaksinkertainen kangas vaatsien kohdalla. Vaatsien alueen toimennäpätien tai plastikkirurgian jälkeen. Suljetaan la zona del abdomen/bolsillo. Tras cirugía abdominal. Con cierre en los costados y la entrepierna. Cinturilla con borde de silicona.
- ES** Faja de compresión con tejido doble en la zona del abdomen/bolsillo. Tras cirugía abdominal. Con cierre en los costados y la entrepierna. Cinturilla con borde de silicona.
- FR** Body de contention à double épaisseur/ matière/tasche sur l'abdomen. Après une chirurgie plastique de l'abdomen. Fermetures sur les côtés et l'entrejambe. Bordure en silicone dans l'ourlet.
- IT** Body compressivo con doppio materiale/tasca sull'addome. Indicato dopo la chirurgia plastica dell'addome. Con chiusura sui lati e al cavallo. Bordo in silicone in vita.
- PT** Body de compressão com material duplo e bolso por cima do estômago. Após uma cirurgia plástica ao estômago. Fechos nos lados e virilhas. Cantos em silicone no forro. croch, silicone edge in waistband.
- DE** Kompressionsbody mit doppeltem Material/Tasche über dem Bauch. Nach einer plastischen Bauchoperation. Wird an den Seiten und im Schritt geschlossen. Bund mit Sillikonrand.
- EN** Compression body with double material/ pocket over the belly. After plastic surgery abdomen. Closes at the sides and at the groin. Silicone edge in waistband.

## Daisy – BODY

art no 51204

## Application

**SE** 1. Se till att huden är torr. Öppna hyskor/hakar.

2. Dra försiktigt upp bodyn över mage och rygg. Kontrollera att bodyn är centrerad mitt bak. För att underlätta påtagning vik silikonkanten utåt.

3. Knäpp hyskor/hakar i sidan till önskad storlek/form/kompression. Se till att flårpen bakom hyskor/hakar ligger slät mot huden.

**DK** 1. Huden skal være tør. Åben hæfter.

2. Træk forsigtigt bodyen op over maven og ryg. Sørg for, at bodyen er centreret midt bagpå. For at lette påtagningen træk silikonkanten udad.

3. Luk hæfter i siden til den ønskede størrelse/form/kompression. Sørg for at klappen bag hæfter/kroge ligger glat mod huden.

**NO** 1. Pass på at huden er tørr. Åpne hektene.

2. Dra bodyen forsiktig over mage og rygg. Kontroller at bodyen er sentrert midt på bak. For å gjøre det enklere å ta på bodyen skal du brette silikonkanten utover.

3. Frest hekter/kroker på siden til ønsket størrelse/form/kompresjon. Kontroller at flikene bak hekter/kroker ligger jevnt mot huden.

**FI** 1. Varmista, että iho on kuiva. Avaa lenkit/hakaset.

2. Vedä body varovasti vatsan ja selän yli. Tarkista, että body asettu selkäpuolella keskelle. Pukeminen on helpompaa, kun käännyt silikoninauhahan ulospäin.

3. Kiinnitä sivulla olevat hakaset siten, että koko/muoto/kompressio on halutunlainen. Tarkista, että hakasten alla oleva kaistale jää litteästi ihoa vasten.

**EN** 1. Make sure your skin is dry. Open the hook and eye closure.

2. Carefully pull the body over the abdomen and back. Make sure the body is centered at the back. To facilitate fold the silicone edge outwards.

3. Close the hook/eyes in the side at the desired size/shape/compression. Make sure the flap behind the hook/eyes is flat against the skin.

**DE** 1. Stellen Sie sicher, dass die Haut trocken ist. Verschlussbaken öffnen.

2. Ziehen Sie den Body vorsichtig über Bauch und Rücken nach oben. Stellen Sie sicher, dass der Body in der Mitte des Rückens zentriert ist. Um das Anlegen zu erleichtern, falten Sie den Silikonrand nach außen.

3. Die seitlichen Verschlussbaken in gewünschter Größe/Form/Kompressionsgrad schließen. Stellen Sie sicher dass die Laschen hinter den Verschlussbaken glatt auf der Haut aufliegen.

**NL** 1. Zorg dat je huid droog is. Open de haakjes.

2. Trek de body voorzichtig over je buik en rug. Controleer of de body aan de achterkant netjes in het midden zit. Om de body gemakkelijker aan te kunnen trekken, kun je de siliconen rand naar buiten draaien.

4. Zet de haakjes aan de zijkant vast op de gewenste grootte/vorm/mate van compressie. Zorg dat de flap achter de haakjes glad tegen de huid ligt.

**ES** 1. Asegúrese de que la piel está seca. Abre los broches/corchetes.

2. Con cuidado, súbase la faja hasta colocarla alrededor del abdomen y la espalda. Compruebe que la faja esté centrada en la parte de la espalda. Para que le resulte más fácil ponérsela, doble el borde de silicona hacia fuera.

3. Abroche los corchetes laterales de tal forma que se ajusten a sus necesidades en cuanto a tamaño/forma/compresión. Preste atención para que la solapa situada detrás de los corchetes quede lisa.

**PT** 1. Assegurar que a pele está seca. Abrir os colchetes/ganchos.

2. Puxar o body com cuidado por cima do estômago e costas. Controlar se o body está bem centrado nas costas. Dobrar os cantos de silicone para fora para ser mais fácil vestir.

4. Apertar os colchetes/ganchos nos lados até obter o tamanho/forma/compressão pretendida. Verificar se as bandas de proteção por trás dos colchetes/ganchos estão alisadas na pele.

**IT** 1. Assicurarsi che la pelle sia asciutta. Aprire i ganci/occhielli.

2. Indossare il body delicatamente fino sopra l'addome e la schiena. Assicurarsi che il body sia centrato sulla schiena. Per indossare il body più facilmente ripiegare il bordo in silicone verso l'esterno.

4. Chiudere i ganci/occhielli sui lati in base alla dimensione/forma/compressione desiderata. Assicurarsi che il risvolto dietro i ganci/occhielli aderisca perfettamente alla pelle.

**FR** 1. Veillez à ce que la peau soit sèche. Défaites les œillets/agrafes.

2. Remontez doucement le body sur le ventre et le dos. Vérifiez que le body est bien centré sur l'arrière. Repliez la bordure en silicone vers l'extérieur pour faciliter l'habillement.

4. Fermez les œillets/agrafes sur les côtés jusqu'à obtenir la taille/forme/compression désirée. Assurez-vous que la lanière derrière les œillets/crochets repose bien à plat contre la peau.

## Indication

**SE** Kompressionsplagg efter plastikkirurgi. Motsvarande kompressionsklass 1. **Kontraindikationer:** Infektion. Arteriella cirkulationsstörningar. Hög risk för trombos. Avvikande mått enligt tabell.

**DK** Kompressionstøj efter plastikkirurgi. Tilsvarende kompressionsklasse 1. **Kontraindikationer:** Infektion. Arterielle kredsløbsforstyrrelser. Høj risiko for trombose. Afvigende mål iht. tabel.

**NO** Kompresjonsplagg etter plastisk kirurgi. Tilsvarende kompresjonsklasse 1. **Kontraindikasjoner:** Infeksjon. Arterielle sirkulasjonsforstyrrelser. Høy risiko for trombose. Avvikende mål i henhold til tabell.

**FI** Kompessiovaatteet plastikkirurgian jälkeen. Vastaava kompressioluokka 1. **Vasta-aiheet:** Infektio. Valtimoverenkiertohäiriöt. Suuri tromboosiriski. Poikkeavat mitat taulukon mukaan.

**EN** Compression garment after plastic surgery. Corresponding class 1. **Contraindications:** Infection. Arterial circulatory disorders. High risk of thrombosis. Deviating measurements according to table.

**DE** Kompressionskleidung nach plastischer Chirurgie. Entspricht Kompressionsklasse 1. **Kontraindikationen:** Infektion. Arterielle Durchblutungsstörungen. Hohes Thrombosierisiko. Von der Größentabelle abweichende Maße.

**NL** Compressiekleiding na plastische chirurgie. Komt overeen met compressieklasse 1. **Contra-indicaties:** Infectie. Arteriële doorbloedingsstoornissen. Hoog risico op trombose. Afwijkende maten volgens tabel.

**ES** Prendas de compresión después de la cirugía plástica. Clase de contención correspondiente al nivel 1. **Contraindicaciones:** Infecciones, trastornos circulatorios en las arterias, riesgo de trombosis elevado. Diferentes medidas según tabla.

**PT** Vestuário de compressão para usar depois de uma cirurgia plástica. Corresponde à classe de compressão 1.

**Contraindicações:** Infecções. Distúrbios na circulação arterial. Risco alto de trombose. Medidas divergentes de acordo com a tabela.

**IT** Indumento compressivo da utilizzare dopo la chirurgia plastica. Classe di compressione corrispondente a 1.

**Contraindicazioni:** Infezioni. Disturbi della circolazione arteriosa. Alto rischio di trombosi. Misure di scostamento come da tabella.

**FR** Vêtement de compression post-chirurgie esthétique. Correspondant à une compression de classe 1.

**Contre-indications:** Infection. Troubles de circulation artérielle. Risque élevé de thrombose. Mensurations divergentes selon le tableau.

## Information

**SE** Om det svider, skaver eller färgförändringar uppstår i huden, ta av produkten och kontakta utprovaren. Utprovning samt rekommendation om användning bör göras av eller under ledning av medicinskt utbildad person. För bästa resultat, följ användarinstruktionerna. Tänk på att mått kan variera under läkningsprocessen, en tid efter operation då eventuell svullnad gått ner kan en mindre storlek behövas. Allvarliga tillbud skall rapporteras till NordiCare samt behörig myndighet.

**DK** Hvis du oplever det svier eller gnaver, eller der opstår farveændringer på huden, tag da produktet af og kontakt hjælpemiddeleverandøren. Afprøvning og anbefalinger til anvendelse skal foretages af en læge eller under vejledning af en sundhedsfagligt uddannet person. Vær opmærksom på at målene kan variere under helingsprocessen i tiden efter operationen. Når hævelsen falder, kan en mindre størrelse være påkrævet. Følg brugervejledningen for at få det bedste resultat. Alvorlige hændelser skal rapporteres til NordiCare og den relevante myndighed.

**NO** Hvis det svir, gnager eller hvis det oppstår fargeforandringer i huden, ta av produktet og kontakt utprøveren. Utprøving og anbefaling om bruk bør utføres av eller under ledelse av medisinsk personell. Følg brukerveiledningen for å få best resultat. Det kan være nødvendig med en mindre størrelse når hevelsen har gått ned etter operasjon. Alvorlige hendelser skal rapporteres til NordiCare og den kompetente myndigheten.

**FI** Jos ihossa on palamista, hankausta tai värimuutoksia, poista tuote ja ota yhteyttä testaajaan. Lääketieteellisesti koulutetun henkilön tulee tehdä testejä ja suosituksia käyttötarkoituksista tai hänen ohjauksessaan. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi noudata käyttäjän ohjeita. Muista, että mitat voivat vaihdella paranemisprosessin aikana, jonkin aikaa leikkauksen jälkeen, kun turvotus on vähentynyt, pienempi koko saattaa olla tarpeen. Vakavista tapauksista tulee ilmoittaa NordiCarelle ja toimivaltaiselle viranomaiselle.

**EN** If you experience a stinging sensation, chafing or color changes in your skin, remove the product and contact your medical professional. Fitting, and recommended use should be handled by or under the supervision of a medical professional. For best results, follow the user instructions. Keep in mind that measurements may vary during the healing process, a time after surgery when any swelling has gone down, a smaller size may be required. Serious incidents shall be reported to NordiCare and the competent authority.

**DE** Bei Brennen, Scheuern oder Hautverfärbungen, entfernen Sie das Produkt und wenden Sie sich an Ihr medizinisches Fachpersonal. Anprobe und Anwendungsempfehlungen sollten von oder unter Anleitung einer medizinisch geschulten Fachkraft durchgeführt werden. Für ein bestmögliches Resultat befolgen Sie bitte stets die Gebrauchsanweisung. Bedenken Sie, dass die Maße während des Heilungsprozesses variieren können. Einige Zeit nach der Operation, wenn die Schwellung zurückergegangen ist, kann eine kleinere Größe erforderlich sein. Ernstige Komplikationen müssen NordiCare und der zuständigen Behörde gemeldet werden.

**NL** Als de huid begint te prikken, jeuken of van kleur verandert, trek het product dan uit en neem contact op met de aanmeter. Het aanmeten of aanbevelen voor gebruik moet worden uitgevoerd door of onder begeleiding van iemand met een medische achtergrond. Volg de gebruiksinstructies voor het beste resultaat. Hou er rekening mee dat de maten tijdens het genezingsproces kunnen variëren. Enige tijd na de operatie, wanneer de zwelling is verminderd, past een kleinere maat wellicht beter. Ernstige voorvallen moeten worden gemeld aan NordiCare en de bevoegde autoriteit.

**ES** Si le escuece o roza, o si se producen cambios de color en la piel, quítese el producto y contacte con quien se los vendió. Las pruebas así como recomendaciones de uso se deben hacer por o bajo la supervisión de una persona con formación médica. Para obtener los mejores resultados, siga las instrucciones de uso. Tenga en cuenta que, tras la intervención, las medidas pueden variar a lo largo del proceso de cicatrización, a medida que la hinchazón desaparezca, por lo que, en este caso, será necesaria una talla menor. Incidentes graves se informarán a NordiCare y a la autoridad competente.

**PT** Se arder, roçar ou observar alterações na cor da pele, deve despir o produto e contactar o técnico de prova. A prova e recomendações de uso devem ser feitas por ou sob a supervisão de um profissional de saúde. Seguir as instruções de utilização para obter os melhores resultados. Deve considerar que as medidas podem variar durante o processo de cicatrização; pode ser necessário um tamanho mais pequeno depois do inchaço pós-operatório desaparecer. Incidentes graves devem ser reportados à NordiCare, assim como às autoridades responsáveis.

**IT** In caso di bruciore, sfregamento o scolorimento della pelle rimuovere il prodotto e contattare il responsabile della prova. Le prove e le raccomandazioni per l'uso devono essere eseguite e fornite da o sotto la guida di una persona con formazione medica. Per ottenere i migliori risultati seguire le istruzioni per l'utente. Le misure possono variare durante il processo di guarigione dopo l'intervento chirurgico una volta che il gonfiore si è ridotto, pertanto potrebbe essere necessaria una taglia più piccola. Gli incidenti gravi devono essere segnalati a NordiCare e all'autorità competente.

**FR** En cas de sensations de piqûre ou de frottement, ou si la peau change de couleur enlevez le produit et contactez l'essayeur-se Les essayages et les recommandations d'utilisation doivent être réalisés par, ou sous la direction d'une personne ayant reçu une formation médicale. Suivre les instructions d'utilisation pour un résultat optimal. Souvenez-vous qu'une mensuration peut varier au cours du processus de guérison après l'opération: une fois l'éventuel gonflement résorbé, il vous faudra peut-être une taille plus petite. Tous les incidents graves doivent être signalés à NordiCare ainsi qu'à l'autorité compétente.

## Material

87% Polyamide, 13% Elastan. Latex Free.

## Washing Instructions

