




Compression Garments by NordiCare

Cindy

art no 51208

HIGH WAIST BODY




Compression class I (15-21 mmHg)



Available colors:



Size	Waist cm	Hip cm	Thigh cm
2XL	102-110	120-127	66-70
XL	93-101	112-119	62-66
L	84-92	104-111	58-62
M	76-83	98-103	54-58
S	69-75	92-97	50-54
XS	62-68	86-91	46-50



NordiCare[®]
 Solrosvägen 1,
 SE-263 62 Viken
 Sweden
 Phone +46 42 35 22 20,
 Fax +46 42 35 22 21
 info@nordicare.se,
 www.nordicare.se

Oeko-TEX[®] STANDARD 100
 6234-7001
 DT1
 www.oeko-tex.com

SE Kompressionsbody med hög midja. Efter plastikkirurgi på buk, sidor, rygg och stuss. Dold öppning i grenkilen. Förluts i sidorna och justerbara, avtagbara axelband.

DK Kompressionsbody med höj talje. Efter indgreb på mage, sidor, rygg och balder. Skjuvtådnings- och justerbara sidor, avtagbara skulderströppor.

NO Kompressions-body med høy midje i Etter plastisk kirurgi i mage, sider, rygg og rumpe. Skjuvtådnings- og justerbar åpning på begge sider, avtagelige skulderströppor.

FI Tukibody jossa korkea vyötärö. Kytkien, selän ja pakaroiden leikkauksen, kuten, rasvaimun ja/tai leikkauksen jälkeä.

HA Haarakkiliasa pillottu aukko. Kinnitys sivulla ja säädettävät, irrotettavat olkalimet.

EN Compression body with high waist. After surgery on the abdomen, sides, back and front. Hidden opening in the crotch wedge. Hook and eye closure in both sides and adjustable, removable shoulder straps.

DE Kompressions-Bodysuit mit hoher Taille. Empfohlen nach Operationen an Bauch, Seiten, Rücken und Gesäß. Versteckte Öffnung im Schrittbereich. Seitliche Verschluss und verstellbare, abnehmbare Schulterträger.

NL Compressiebody met hoge taille. Na plastische chirurgie aan de buik, zijrug of billen. Verborgen opening in het kruis. Sluit aan de zijkant. Met verstelbare, verwijderbare schouderbandjes.

FR Body de contention avec dos haut Après une chirurgie plastique de l'abdomen, des côtes, du dos et des fesses. Ouverture invisible dans l'entrejambe. Fermeture sur les côtés et bretelles réglables et amovibles.

PT Body de compressão com cintura alta. Após uma cirurgia plástica ao abdômen, flancos, costas e nádegas. Abertura oculta na virilha. Fechos dos lados e ajustáveis; tira dos ombros removível.

IT Body compressivo a vita alta. Indicato dopo un intervento di chirurgia plastica su addome, fianchi, schiena e glutei. Apertura nascosta nel fessello inguinale. Chiusura sui fianchi e spilline regolabili e rimuovibili.

ES Body de compresión de cintura alta. Tras cirugía plástica en abdomen, costados, espalda y glúteos. Abertura oculta en la entrepierna. Con cierre en los costados y tirantes ajustables y extraíbles.

Cindy – HIGH WAIST BODY

art no 51208

Application

SE 1. Se till att huden är torr. Öppna hyskor/hakar.

2. Dra försiktigt upp bodyn till höften. Kontrollera att grenpartiet sitter högt/bekvämt i grenen samt att bodyn är centrerad mitt bak.

3. Dra sedan upp bodyn över mage och rygg, se till att dra upp ryggen ordentligt så att den kommer högt upp innan du hakar i och spänner axelbanden.

4. Knäpp hyskor/hakar i sidan till önskad storlek/form/kompression. Se till att flärpen bakom hyskor/hakar ligger slät mot huden.

DK 1. Huden skal være tør. Åben hæfter.

2. Træk forsigtigt bodyen op til hoften. Sørg for at skridtdelen sidder højt/behageligt i skridtet, samt at bodyen er centreret bagpå.

3. Træk derefter bodyen op over mave og ryg, sørg for at trække ryggen ordentligt op, inden du lukker og strammer skulderstroppen.

4. Luk hæfter i siden til den ønskede størrelse/form/kompression. Sørg for, at klappen bag hæfter/kroge ligger glat mod huden.

NO 1. Pass på at huden er tørr. Åpne hektene.

2. Dra bodyen forsiktig opp til hoftene. Kontroller at skrittpartiet sitter høyt/behagelig, og at bodyn er sentrert midt bak.

3. Trekk deretter bodyen over magen og ryggen, og sørg for å trekke ryggen ordentlig opp slik at den kommer høyt opp før du hekter på og strammer skulderstroppene.

4. Fest hekter/kroker i siden til ønsket størrelse/form/kompresjon. Kontroller at flikene bak hekter/kroker ligger jevnt mot huden.

FI 1. Varmista, että iho on kuiva. Avaa lenkit/hakaset.

2. Vedä body varovasti lantiolle asti. Haaraosan tulee asetuttava tarpeeksi korkealle ja mukavasti, ja body on asetuttava selkäpuolella keskelle.

3. Vedä body vatsan ja selän yli siten, että selkäosa tulee kunnolla ylös asti, ennen kuin kiinnität hakaset ja kiristät olkahihnat.

4. Kiinnitä sivulla olevat hakaset siten, että koko/muoto/kompressio on halutunlainen. Tarkista, että hakasten alla oleva kaistale jää liitteästi ihoa vasten.

EN 1. Make sure your skin is dry. Open the hook and eye closure.

2. Carefully pull the body up to the hip. Make sure that the crotch part is high/comfortable in the crotch and that the body is centered at the back.

3. Then pull the body over your abdomen and back, make sure to pull your back properly so that it gets high before you tighten the shoulder straps.

4. Close the hook/eyes in the side at the desired size/shape/compression. Make sure the flap behind the hook/eyes is flat against the skin.

DE 1. Stellen Sie sicher, dass die Haut trocken ist. Verschlussbaken öffnen.

2. Ziehen Sie Body vorsichtig bis zur Hüfte hoch. Überprüfen Sie, ob der Schrittbereich hoch/bequem im Schritt liegt und dass der Body zentriert, in der Mitte des Rückens sitzt.

3. Ziehen Sie dann den Body über den Bauch und den Rücken. Achten Sie dabei darauf das Rückenteil fest nach oben zu ziehen, damit es möglichst hoch sitzt, bevor Sie dann die Schultergurte.

4. Die seitlichen Verschlussbaken in gewünschter Größe/Form/ Kompressionsgrad schließen. Stellen Sie sicher dass die Laschen hinter den Verschlussbaken glatt auf der Haut aufliegen.

NL 1. Zorg dat je huid droog is. Open de haakjes.

2. Trek de body voorzichtig omhoog tot aan je heupen. Controleer of het kruis hoog/goed zit en of de body aan de achterkant netjes in het midden zit.

3. Trek de body dan omhoog over je buik en rug. Zorg ervoor dat je de achterkant goed omhoogtrekt, voordat je de schouderbandjes vasthaakt en aantrekt.

4. Zet de haakjes aan de zijkant vast op de gewenste grootte/vorm/mate van compressie. Zorg dat de flap achter de haakjes glad tegen de huid ligt.

ES 1. Asegúrese de que la piel está seca. Abra los corchetes.

2. Con cuidado, súbbase la faja hasta la altura de las caderas. Compruebe que la zona de la entrepierna quede cómoda y que la faja esté centrada en la parte de la espalda.

3. A continuación, suba la faja hasta que le cubra el abdomen y la espalda. Asegúrese de subir bien la zona de la espalda de la prenda para que quede a la altura correcta antes de cerrar los corchetes y ajustar los tirantes.

4. Abroche los corchetes laterales de tal forma que se ajusten a sus necesidades en cuanto a tamaño, forma o compresión. Asegúrese de que no queden pliegues en la tela por detrás de los corchetes.

PT 1. Assegurar que a pele está seca. Abrir os colchetes/ganchos.

2. Puxar o body com cuidado até às ancas. Controlar se a parte da virilha está colocada alta/confortável na virilha, assim como se o body está centrado nas costas.

3. Puxar depois o body por cima do estômago e costas; verificar se a parte das costas está bem puxadas para cima antes de fechar os colchetes e apertar as bandas dos ombros.

4. Apertar os colchetes/ganchos nos lados até obter o tamanho/forma/compressão pretendida. Verificar se as bandas de proteção por trás dos colchetes/ganchos estão alisadas na pele.

IT 1. Assicurarsi che la pelle sia asciutta. Aprire i ganci/occhielli.

2. Indossare il body delicatamente fino all'anca. Assicurarsi che la parte inguinale sia alta/comoda nel cavallo e che il body sia centrato sulla schiena.

3. Quindi sollevare il body sopra la pancia e la schiena, assicurandosi di sollevare correttamente la schiena in modo che il body sia alto prima di chiudere i ganci e stringere le spalline.

4. Chiudere i ganci/occhielli sui lati in base alla dimensione/forma/compressione desiderata. Assicurarsi che il risvolto dietro i ganci/occhielli aderisca perfettamente alla pelle.

FR 1. Veillez à ce que la peau soit sèche. Défaites les œillets/agrafes.

2. Remontez doucement le body jusqu'aux hanches en le portant. Vérifiez que la partie de l'entrejambe est bien remontée et confortable autour de l'entrejambe, et que le body est centré à l'arrière.

3. Remontez ensuite le body sur le ventre et le dos. Assurez-vous de bien remonter la partie dorsale avant d'agrafer et d'ajuster les bretelles.

4. Fermez les œillets/agrafes sur les côtés jusqu'à obtenir la taille/forme/compression désirée. Assurez-vous que la lanière derrière les œillets/crochets repose bien à plat contre la peau.

Indication

SE Kompressionsplagg efter plastikkirurgi. Motsvarande kompressionsklass 1. **Kontraindikationer:** Infektion. Arteriella cirkulationsstörningar. Hög risk för trombos. Avvikande mått enligt tabell.

DK Kompressionstøj efter plastikkirurgi. Tilsvarende kompressionsklasse 1. **Kontraindikationer:** Infektion. Arterielle kredsløbsforstyrrelser. Høj risiko for trombose. Afvigende mål iht. tabel.

NO Kompresjonsplagg etter plastisk kirurgi. Tilsvarende kompresjonsklasse 1. **Kontraindikasjoner:** Infeksjon. Arterielle sirkulasjonsforstyrrelser. Høy risiko for trombose. Avvikend mål i henhold til tabell.

FI Kompressiovaatteet plastikkirurgian jälkeen. Vastaava kompressioluokka 1. **Vasta-aiheet:** Infektio. Valtimoverenkiertohäiriöt. Suuri tromboosiriski. Poikkeavat mitat taulukon mukaan.

EN Compression garment after plastic surgery. Corresponding class 1. **Contraindications:** Infection. Arterial circulatory disorders. High risk of thrombosis. Deviating measurements according to table.

DE Kompressionskleidung nach plastischer Chirurgie. Entspricht Kompressionsklasse 1. **Kontraindikationen:** Infektion. Arterielle Durchblutungsstörungen. Hohes Thromboserisiko. Von der Größentabelle abweichende Maße.

NL Compressiekleding na plastische chirurgie. Komt overeen met compressieklasse 1. **Contra-indicaties:** Infectie. Arteriële doorbloedingsstoornissen. Hoog risico op trombose. Afwijkende maten volgens tabel.

ES Prendas de compresión después de la cirugía plástica. Clase de compresión correspondiente al nivel 1.

Contraindicaciones: Infecciones, trastornos circulatorios en las arterias, riesgo de trombosis elevado. Diferentes medidas según tabla.

PT Vestuário de compressão para usar depois de uma cirurgia plástica. Corresponde à classe de compressão 1.

Contraindicações: Infecções. Distúrbios na circulação arterial. Risco alto de trombose. Medidas divergentes de acordo com a tabela.

IT Indumento compressivo da utilizzare dopo la chirurgia plastica. Classe di compressione corrispondente a 1.

Controindicazioni: Infezioni. Disturbi della circolazione arteriosa. Alto rischio di trombosi. Misure di scostamento come da tabella.

FR Vêtement de compression post-chirurgie esthétique. Correspondant à une compression de classe 1.

Contre-indications: Infection. Troubles de circulation artérielle. Risque élevé de thrombose. Mensurations divergentes selon le tableau.

Information

SE Om det svider, skaver eller färgförändringar uppstår i huden, ta av produkten och kontakta utprovaren. Utprovning samt rekommendation om användning bör göras av eller under ledning av medicinsk utbildad person. För bästa resultat, följ användarinstruktionerna. Tänk på att mått kan variera under läkningsprocessen, en tid efter operation då eventuellt svullnad gått ner kan en mindre storlek behövas. Allvarliga tillbud skall rapporteras till NordiCare samt behörig myndighet.

DK Hvis du oplever det svier eller gnaver, eller der opstår farveændringer på huden, tag da produktet af og kontakt hjælpemiddeleverandøren. Afprøvning og anbefalinger til anvendelse skal foretages af en læge eller under vejledning af en sundhedsfagligt uddannet person. Vær opmærksom på at målene kan variere under helingsprocessen i tiden efter operationen. Når hævelsen falder, kan en mindre størrelse være påkrævet. Følg brugervejledningen for at få det bedste resultat. Alvorlige hændelser skal rapporteres til NordiCare og den relevante myndighed.

NO Hvis det svir, gnager eller hvis det oppstår fargeforandringer i huden, ta av produktet og kontakt utprøveren. Utprøving og anbefaling om bruk bør utføres av eller under ledelse av medisinsk personell. Følg brukerveiledningen for å få best resultat. Det kan være nødvendig med en mindre størrelse når hevelsen har gått ned etter operasjon. Alvorlige hendelser skal rapporteres til NordiCare og den kompetente myndigheten.

FI Jos ihossa on palamista, hankausta tai värimuutoksia, poista tuote ja ota yhteyttä testaajaan. Lääketieteellisesti koulutetun henkilön tullee tehdä testejä ja suosituksia käyttötarkoituksesta tai hänen ohjauksessaan. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi noudata käyttäjän ohjeita. Muista, että mitat voivat vaihdella paranemisprosessin aikana, jonkin aikaa leikkauksen jälkeen, kun turvotus on vähentynyt, pienempi koko saattaa olla tarpeen. Vakavista tapauksista tulee ilmoittaa NordiCarelle ja toimivaltaiselle viranomaiselle.

EN If you experience a stinging sensation, chafing or color changes in your skin, remove the product and contact your medical professional. Fitting, and recommended use should be handled by or under the supervision of a medical professional. For best results, follow the user instructions. Keep in mind that measurements may vary during the healing process, a time after surgery when any swelling has gone down, a smaller size may be required. Serious incidents shall be reported to NordiCare and the competent authority.

DE Bei Brennen, Scheuern oder Hautverfärbungen, entfernen Sie das Produkt und wenden Sie sich an Ihr medizinisches Fachpersonal. Anprobe und Anwendungsempfehlungen sollten von oder unter Anleitung einer medizinisch geschulten Fachkraft durchgeführt werden. Für ein bestmögliches Resultat befolgen Sie bitte stets die Gebrauchsanweisung. Bedenken Sie, dass die Maße während des Heilungsprozesses variieren können. Einige Zeit nach der Operation, wenn die Schwellung zurückgegangen ist, kann eine kleinere Größe erforderlich sein. Ernsthaftige Komplikationen müssen NordiCare und der zuständigen Behörde gemeldet werden.

NL Als de huid begint te prikken, jeuken of van kleur verandert, trek het product dan uit en neem contact op met de aanmeter. Het aanmeten of aanbevelen voor gebruik moet worden uitgevoerd door of onder begeleiding van iemand met een medische achtergrond. Volg de gebruiksinstructies voor het beste resultaat. Hou er rekening mee dat de maten tijdens het genezingsproces kunnen variëren. Enige tijd na de operatie, wanneer de zwelling is verminderd, past een kleinere maat wellicht beter. Ernstige voorvallen moeten worden gemeld aan NordiCare en de bevoegde autoriteit.

ES Si le escuece o roza, o si se producen cambios de color en la piel, quítese el producto y contacte con quien se los vendió. Las pruebas así como recomendaciones de uso se deben hacer por o bajo la supervisión de una persona con formación médica. Para obtener los mejores resultados, siga las instrucciones de uso. Tenga en cuenta que, tras la intervención, las medidas pueden variar a lo largo del proceso de cicatrización, a medida que la hinchazón desaparezca, por lo que, en este caso, será necesaria una talla menor. Incidentes graves se informarán a NordiCare y a la autoridad competente.

PT Se arder, roçar ou observar alterações na cor da pele, deve despir o produto e contactar o técnico de prova. A prova e recomendações de uso devem ser feitas por ou sob a supervisão de um profissional de saúde. Seguir as instruções de utilização para obter os melhores resultados. Deve considerar que as medidas podem variar durante o processo de cicatrização; pode ser necessário um tamanho mais pequeno depois do inchaço pós-operatório desaparecer. Incidentes graves devem ser reportados à NordiCare, assim como às autoridades responsáveis.

IT In caso di bruciore, sfregamento o scolorimento della pelle rimuovere il prodotto e contattare il responsabile della prova. Le prove e le raccomandazioni per l'uso devono essere eseguite e fornite da o sotto la guida di una persona con formazione medica. Per ottenere i migliori risultati seguire le istruzioni per l'utente. Le misure possono variare durante il processo di guarigione dopo l'intervento chirurgico una volta che il gonfiore si è ridotto, pertanto potrebbe essere necessaria una taglia più piccola. Gli incidenti gravi devono essere segnalati a NordiCare e all'autorità competente.

FR En cas de sensations de piqûre ou de frottement, ou si la peau change de couleur enlevez le produit et contactez l'essayeur-se Les essayages et les recommandations d'utilisation doivent être réalisés par, ou sous la direction d'une personne ayant reçu une formation médicale. Suivre les instructions d'utilisation pour un résultat optimal. Souvenez-vous qu'une mensuration peut varier au cours du processus de guérison après l'opération: une fois l'éventuel gonflement résorbé, il vous faudra peut-être une taille plus petite. Tous les incidents graves doivent être signalés à NordiCare ainsi qu'à l'autorité compétente.

Material

87% Polyamide, 13% Elastan. Latex Free.

Washing Instructions



140 F

For more information please consult our product catalogue or visit www.nordicare.se. For further questions, contact your doctor, health practitioner or medical equivalent - or NordiCare: +46 42-35 22 20, info@nordicare.se.