

# INFORMATION FOR Super Walking Boot - WALKER

art no 80202, 80203

## Recommendation

**SE** Dessa produkter får endast appliceras av en medicinsk specialist. För att kassera produkten, följ lagar och regler i ditt land. Allvarliga tillbud som inträffar i samband med användning av produkten ska rapporteras till tillverkaren samt behörig myndighet i det land där användaren och/eller patienten är etablerad.

**DK** Disse produkter må kun påføres af speciallæger. For at bortskaffe produktet skal du følge love og regler i dit land. Alvorlige hændelser, der opstår i forbindelse med brugen af produktet, skal rapporteres til producenten og den kompetente myndighed i det land, hvor brugeren og/eller patienten er etableret.

**NO** Disse produktene må kun påføres av medisinske spesialister. Følg lovene og forskriftene i ditt land for å avhende produktet. Alvorlige hendelser som oppstår i forbindelse med bruk av produktet skal meldes til produsenten og den kompetente myndighet i landet hvor brukeren og/eller pasienten er etablert.

**FI** Näitä tuotteita saavat asettaa vain lääketieteen asiantuntijat. Noudata tuotteen hävittämisessä maasi lakeja ja määräyksiä. Tuotteen käytön aikana sattuneista vakavista vaaratilanteista on ilmoitettava valmistajalle ja sen maan toimivaltaiselle viranomaiselle, johon käyttäjä ja/tai potilas on sijoittautunut.

**EN** These products are only to be applied by medical specialists. In order to dispose of the product, comply with the legal norms of your country. If any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

## Caution

**SE** Rådgör med din läkare om något allergiskt symptom uppstår. Använd inte mer än 24 timmar i sträck. Daglig kontroll av hudens tillstånd rekommenderas.

**DK** Kontakt din læge, hvis der opstår allergiske symptomer. Må ikke bruges i mere end 24 timer i træk. Daglig kontrol af hudtilstanden anbefales.

**NO** Rådfør deg med legen din hvis det oppstår allergiske symptomer. Ikke bruk i mer enn 24 timer i strekk. Daglig kontroll av hudtilstanden anbefales.

**FI** Ota yhteys lääkäriisi, jos ilmenee allergisia oireita. Älä käytä yli 24 tuntia kerrallaan. Ihon kunnon päivittäinen tarkistaminen on suositeltavaa.

**EN** Please consult with your physician if any allergic symptom occurs. Do not use continuously for more than 24 hours. Daily check of skin conditions is recommended.

## Classification

**SE** Klass I medicinteknisk produkt, icke steril, ingen mätfunktion. Denna produkt uppfyller Medical Device Regulation (EU) 2017/745.

**DK** Klasse I medicinsk udstyr, ikke-sterilt, ingen målefunktion. Dette produkt overholder forordningen om medicinsk udstyr (EU) 2017/745.

**NO** Klasse I medisinteknisk utstyr, ikke-sterilt, ingen målefunksjon. Dette produktet er i samsvar med forordningen om medisinsk utstyr (EU) 2017/745.

**FI** Luokan I lääkinnöllinen laite, ei-steriili, ei mittaustoimintoa. Tämä tuote on lääkinnöllisten laitteiden asetuksen (EU) 2017/745 mukainen.

**EN** Class I medical device, non sterile, no measurement function. This product fulfils the Medical Device Regulation (EU) 2017/745.

For more information please consult our product catalogue or visit [www.nordicare.se](http://www.nordicare.se).  
For further questions, contact your doctor, health practitioner or medical equivalent - or NordiCare: +46 42-35 22 20, [info@nordicare.se](mailto:info@nordicare.se)



**Zhangpu Ortholife Rehabilitation Co., Ltd.**  
No.6 Lanli West Road,  
Suian Town Zhangpu County,  
Zhangzhou City, Fujian Province,  
363200, China



**SUNGO Europe B.V.**  
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA  
Capelle aan den IJssel, The Netherlands



**NordiCare Ortopedi och Rehab AB**  
Solrosvägen 1, SE-263 62 Viken, Sweden.  
Tel +46 42 35 22 20, Fax +46 42 35 22 21  
[info@nordicare.se](mailto:info@nordicare.se), [www.nordicare.se](http://www.nordicare.se)

**MD** Class I **CE**



This packaging can be recycled as paper and the bag as plastic.

**DISPOSAL OF THE PRODUCT**  
Do not dispose of the product in the nature. Dispose of the product in accordance with the waste laws of your municipality and/or country. The product does not present a risk of contamination.



# NordiCare®

## Measurements & Size

**SE** Mät fotlängden.

**FI** Mittaa jalan pituus.

**DK** Mål fodlængden.

**EN** Measure the foot length.

**NO** Mål fotlengden.

| Foot length (cm) | 22-25,5 | 26-28 | 28,5-30,5 | 31+ |
|------------------|---------|-------|-----------|-----|
| Size             | S       | M     | L         | XL  |

# Super Walking Boot

art no 80202, 80203

## WALKER






# INFORMATION FOR Super Walking Boot - WALKER

art no 80202, 80203

NordiCare<sup>+</sup>

## Instruction Fitting



**SE** 1. Placera fot och ben inuti linern och fäst den tigt.  
2. Extra polstring kan användas i linern för att fylla ut eventuellt utrymme eller mellan walker och liner för bättre passform och komfort.  
3. Dra isär sidoskenorna och placera fot med liner i walkern. Se till att hälen kommer längst bak i walkern. Sidoskenorna ska vara centrerade vid ankelleden. Se till att sidoskenorna är fixerade mot linern.  
4. Fäst i följande ordning: ankel-, fot- och vadremmen. Dra åt remmarna tills de sitter tigt och bekvämt.

3. Træk op i sideskinnerne og placer fod med foret i walkeren og sørg for at hælen er placeret helt tilbage i ortosen. Sideskinnerne skal være centreret ved ankelleddet. Pres foret med indersiden af skinnerne.  
4. Fastgør ankel-, fod- og lægremmene i følgende rækkefølge. Spænd stropperne, indtil de er stramme og behagelige.

**NO** 1. Plasser fot og ben på innsiden av foringen og fest den godt.  
2. Ekstra polstring kan plasseres i foringen for å fylle eventuelle tomrom eller mellom walker og foring for bedre passform og komfort.  
3. Ta ut sideskinnene og plasser fot med foret i walkern og pass på at helen kommer mot den bakre kanten av ortosen. Sidegrindene skal være sentrert ved ankelleddet. Trykk fast

**DK** 1. Placer fod og ben inde i foringen og fastgør den godt.  
2. Ekstra polstring kan placeres i foringen for at fylde ethvert mellemrum eller mellem walkerskallen og foring for bedre pasform og komfort.

foret mot innsiden av sideskinnene.  
4. Fest i følgende rækkefølge: ankel-, fot- og leggstrøp. Stram stroppene til de sitter stramt og behagelig.

**FI** 1. Aseta jalka ja sääri vuorikankaan sisään ja kiinnitä se tiukasti.  
2. Voit sijoittaa ylimääräisen pehmusteen täyttämään mahdollisen tilan tai kävelyortoosin ja vuorauksen väliin paremman istuvuuden ja mukavuuden takaamiseksi.  
3. Aseta irtovuorella vuorattu jalka walkeriin kantapäätä vasten ortoosin takareunaa. Sivukiskojen tulee olla nilkan nivelen keskikohdassa. Paina irtovuori kuoren sisään.  
4. Kiinnitä nilkka-, jalka- ja pohjetarranauhut seuraavassa järjestyksessä. Kiristä tarranauhut, kunnes ne ovat kireät ja mukavat.

**EN** 1. Place foot and leg inside foam liner and fasten it snugly.  
2. Additional pads can be placed inside the liner, or between the liner and the walker frame for better fitting and comfort.  
3. Pull uprights apart and place foot with liner into walker ensuring heel is against posterior border of walker. Uprights should be centered at the ankle joint. Apply pressure to ensure uprights are fixed to liner.  
4. Fasten ankle, foot and calf strap in order. Tighten straps until snug and comfortable.

## Indications

**SE** Stabil fot- eller fotledsfraktur. Kraftig distorsjon. Stabilisering efter operation.

**Kontraindikationer:** Parestesi. Allvarliga åderbräck. Hudproblem eller skador i det aktuella området. Nedsatt lymfdränage.

**DK** Stabil fod- eller ankelbrud. Alvorlig ankelforstuvning. Anvendelse efter operation.

**Kontraindikationer:** Paræstesi. Alvorlige åreknuder. Hudlidelser eller skader i det relevante berørte område. Nedsat lymfedrænage.

**NO** Stabil fot- eller ankelbrudd. Kraftig distorsjon. Stabilisering etter operasjon.

**Kontraindikasjoner:** Parestesi. Alvorlige åreknuter. Hudproblemer eller skader i det berørte området. Nedsatt lymfedrenasje.

**FI** Vakaa jalka- tai nilkkamurtuma. Voimakas vääristymä. Stabilointi leikkauksen jälkeen

**Vasta-aiheet:** Parestesia. Vaikeat suonikohjut. Iho-ongelmat tai vammat vaurioituneella alueella. Heikentynyt imusolmukeiden takaisinvirtaus.

**EN** Stable foot or ankle fracture. Severe ankle sprain. Post surgery application.

**Contraindications:** Paraesthesia. Severe varicose vein. Skin disorders or injuries in the relevant area. Impaired lymphatic drainage.

## Material Composition

**Rails:** 90% Polypropylene (PP), 10% Polyamide (PA).

**Outsole:** 100% Thermoplastic Rubber (TPR).

**Padding:** 30% Polyester, 40% Polyurethane (PU), 20% Polyamide (PA), 7% EVA, 3% POM.

Latex-free.

## Washing instructions

**SE** Förlut alla remmar före tvätt. Handtvätt i kallt vatten med mild tvål. Ej kemtvätt, blekning eller torktumling. Lufttorka, placera ej nära värmekällor.

**DK** Luk alle stropper før vask. Håndvask i koldt vand med mild sæbe. Må ikke renses, bleges eller tørretumbles. Lufttør, ikke i nærheden af varmekilder.

**NO** Lukk alle stropper før vask. Håndvask i kaldt vann med mild såpe. Må ikke renses, blekes eller tørkes i tørketrommel. Lufttørk, ikke i nærheten av varmekilder.

**FI** Sulje kaikki tarranauhut ennen pesua. Käsinpesu kylmässä vedessä miedolla saippualla. Ei kemiallista pesua, ei valkaisu ainetta, ei rumpukuivausta. Ilmakuivaus, ei lämmönlähteiden lähellä.

**EN** Close all straps before washing. Hand wash in cold water with mild soap. Dry clean, bleach or tumble is prohibited. Natural dry, and do not expose this brace to any heat source.

