UTPROVARINSTRUKTION

GeniX ROM - POSTOPERATIV KNÄORTOS

art no 70646

NordiCare

Första utprovning – för vårdpersonal:



1. Öppna upp ortosen. Ställ in önskad längd på skenorna med hjälp av ortosens teleskopmekanism. Se till att skenorna blir lika långa på båda sidorna. Vid behov kan benmanschetterna flyttas.

Instruktionsfilm:



2. Bocka aluminiumskenorna efter benets kontur. Placera leden på en stabil yta och bocka skenorna försiktigt men bestämt.
OBS! Flytta aluminiummanchetterna innan du bockar i skenorna. Flytta sedan tillbaka till önskad plats.



3. Centrera ortosens led i höjd med knäleden. Stäng sedan bandens spännen i ordning enligt bild (**A-D**), dra åt banden. Om banden är för långa kan de klippas av.

Låt patienten känna efter så att det inte skaver eller trycker.





ROM-inställning:

SE **1.** Ortosens led kan låsas med snabblåsknappen från -10° till 30° vid utprovning. När låsknappen är upplåst kan patienten röra knäleden inom det satta rörelseintervallet. Upprepa inställningen på båda sidor.

2. Ställ önskat rörelseintervall i leden: drag ut justeringsknappen och för till önskat läge, släpp knappen. Upprepa inställningen på båda sidor.

2026-10-08 SE