



MAX Munskydd IIR, 3 lager

Munskydd med 3-lager för att fånga mikroorganismerna i utandningsluften från användaren och skydda omgivningen från risken att få en infektion. Munskyddet skyddar även användaren från synliga droppar och stänk från kroppsvätskor.

MAX Munskydd IIR 3 lager

Användning	Vård
Färg	Blå
Antal/fp	50 st/fp, 48 fp/krt
Information	Färg: Blå Storlek: 90 x 180 mm EN 14683:2019+AC:2019 Antal: 50 st Typ: IIR Art.nr. 27138



Så här använder du munskydd på rätt sätt:

- Tvätta alltid händerna innan och efter du tar i munskyddet
- Använd snörena när du sätter på och tar av det
- Täck både näsan, munnen och hakan med skyddet
- Kläm åt näsbygeln
- Pressa skyddet mot näsan och placera skyddets nedre kant under hakan och se till att det inte finns några glipor.
- Rör inte munskyddet när du har det på
- Ta inte av det när du exempelvis ska prata
- Återanvänd inte masken, släng den efter användning

