

# QuickSling - Kantoside

TUOTENRO 20118

QuickSling on pehmustettu kantoside vammautuneen olan, kyynärpään tai rannenivelen helppoon immobilisointiin. Kantosidettä on helppo käyttää. Side voidaan leikata sopivan mittaiseksi. Joustamaton materiaali pysyy muodossaan koko käyttöajan. Kantosidettä on helppo säätää Y:n muotoisella tarrakiinnikkeellä, joka kiinnitetään suoraan siteeseen. Kantoside voidaan kiinnittää eri tavoilla tarvittavan tuen mukaan.

QuickSling-kantoside toimitetaan käytännöllisessä laatikossa, joka sisältää kaksi rullaa sidenauhaa, koko 5,5 cm x 12 m, ja kaksi pussillista tarrakiinnikettä. Yhdessä pussissa on 14 kiinnikettä. Sidenauhasta saa 14 kaksinkertaista sidettä tai 20 yksinkertaista sidettä. Väri: musta.

**Käyttöaiheet:** Olkapään tai käsivarren kuormituksen vähentäminen akuutista vammasta tai traumasta johtuen.

**Vasta-aiheet:** Potilailla, joilla on sinus caroticus -oireyhtymä, tulee välttää ortoosin aiheuttamaa painetta sinus carotis alueella.

**Materiaali:** 53 % polyuretaania, 38 % polyesteriä, 9 % nailonia. Ei sisällä lateksia.

**Pesuohjeet:** Konepesu 40 °C. Sulje tarranauhat ennen pesua. Suositellaan pesua pesupussissa.

Koko	Väri	Tuoteno
Universaalikoko	Musta	20118-00-50



Käyttö kaksinkertaisena siteenä.



MD Class I CE