

QuickSling - Armslynge

ART.NO 20118

QuickSling er en vattert armslynge som brukes til enkel immobilisering av skadete skuldre, albuer og håndledd. Slingen er enkel å sette på. Den klippes til i ønsket lengde for å passe til hver enkelt pasient. Materialet er uelastisk og holder formen og bredden hele tiden mens den brukes. Slingen justeres enkelt med borrelåsfestene i Y-form som festes direkte mot slingen. QuickSling kan festes på ulike måter for ulike behov. Fås i svart farge.

QuickSling leveres i en praktisk pappepose som inneholder to ruller med 5,5 cm x 12 m slyngebånd samt to poser med borrelåsfester à 14 stk. Nok til 14 stk. dobbeltslynger eller 20 stk. enkeltsslynger.

Indikasjoner: For avlastning av skulder/arm ved akutt skade/trauma.

Kontraindikasjoner: For pasienter med carotis sinus syndrom bør trykk fra ortosen i carotis sinus området unngås.

Materiale: 53% polyuretan, 38% polyester, 9% nylon. Inneholder ikke lateks.

Vaskeråd: Maskinvask 40°. Fest borrelåsbåndet ved vask. Bruk gjerne vaskepose.

Størrelse	Farge	Art.no
Universal	Sort	20118-00-50



Som dobbeltslynge.



MD Class I CE