

# QuickSling - Armslinga

ART.NO 20118

QuickSling är en vadderad armslinga som används för att enkelt immobilisera skadade skuldror, armbågar och handleder. Slingan är enkel att applicera. Önskvärd längd klipps för att passa varje patient individuellt. Materialet är oelastiskt och håller formen och bredden under hela användningstiden. Slingan justeras enkelt med kardborrfästen i Y-form som fästs direkt mot slingan.

QuickSling levereras i en praktisk papperslåda som innehåller två rullar 5,5 cm x 12 m slingband samt två påsar kardborrfästen å 14 st. Räcker till 14 st dubbelslingor.

**Indikationer:** För avlastning av skuldra/arm vid akuta skador/trauma.

**Kontraindikationer:** Undvik tryck av ortosen över sinus carotis-området för patient med risk för sinus caroticus-syndrom

**Material:** 53% Polyuretan, 38% Polyester, 9% Nylon. Latexfri.

**Tvättråd:** Maskintvätt 40°. Fäst kardborrbandet vid tvätt. Använd gärna tvättpåse.

| Storlek   | Färg  | Art.no      |
|-----------|-------|-------------|
| Universal | Svart | 20118-00-50 |



Appliceras som dubbelslinga.



MD Class I CE