

# DuoTrain - Olkapään immobilisointituki

TUOTENRO 20119

Olkapään DuoTrain-immobilisointituki tukee miellyttävän tuntuisesti ja vähentää kuormitusta olkavaivoissa. Erittäin vahva tarrakiinnitys ja tartuntalevyt mahdollistavat sen, että DuoTrain immobilisointituen kiinnikkeet voidaan avata ja sulkea useita kertoja, joten se sopii hyvin kuntoutuksessa oleville potilaille. Olkahihnaa voidaan säätää korkeussuunnassa ja sivusuunnassa mitellaa pitkin, ja se kiinnitetään tarralla. Säädettävä, vartalon ympärille kiinnitettävä immobilisointivyö. Mitellan ja olkahihnan sisäpinta on froteeta. Sopii sekä vasempaan että oikeaan käsivarteeseen.

**Käyttöaiheet:** Olkapään/käsivarren helpotukseen/immobilisointiin/kiinnitykseen. Trauma-, akuutti- tai postoperatiivisessa hoidossa. **Vasta-aiheet:** Potilailla, joilla on sinus caroticus -oireyhtymä, tulee välttää ortoosin aiheuttamaa painetta sinus carotis alueella.

**Materiaali:** 42% nailonia, 23% polyuretaanivaahtoa, 21% polyesteriä, 14% puuvillaa. Ei sisällä lateksia.

**Pesuhjeet:** Sulje tarranauhat ennen pesua. Konepesu 40°C, tarvittaessa 60°C. Suositellaan pesua pesupussissa.

**Mittaaminen:** Mitta kyynärpästä sormenpäihin senttimetreinä.

Koko	Kyynärvarren pituus, cm	Tuotenro
Small	35-41	20119-06-40
Medium	40-44	20119-06-50
Large	43-49	20119-06-60
X Large	48-55	20119-06-70

## Koko:

Small - koko sopii lapsille tai hyvin pienikokoisille aikuisille.

Medium - koko sopii pienikokoisille naisille.

Large - koko sopii sekä naisille että miehille

X-Large -koko sopii pitkille tai suurikokoisille henkilöille.



1. Kiinnitä tartuntalevyt haluttuun kohtaan.

2. Immobilisointivyön pituutta on helppo säätää D-renkaan avulla.



MD Class I CE