

DuoQuick - Fikseret mitella

ART.NO 20124

DuoQuick mitellaslyngen fikserer skulder og arm, samt giver støtte og aflastning postoperativt og i tilfælde af akutte skader eller traumer. Immobiliseringsstroppen låser overarmen fast til torsoen. Skulderstroppen og immobiliseringsstroppen er lavet af blødt, polstret materiale. Længden af begge stropper justeres nemt med velcrolukninger. Posen til armen er lavet af et tyndt, luftigt stof for ekstra komfort. En blød tommelfingerrem forhindrer rotation af underarmen. Passer til både venstre og højre arm.

Indikationer: For aflastning/immobilisering/fiksering af skulder/arm. Ved traume, akut eller postoperativ behandling.


Kontraindikationer: For patienter med sinus caroticus syndrom bør tryk fra ortosen i sinus carotis-området undgås.

Material: 77% polyester, 10% bomuld, 9% polyurethan, 4% nylon. Latexfri.

Vaskeanvisning: Maskinvask 40°C. Luk velcrobåndet. Benyt vaskepose. Brug ikke blegemiddel, klorin eller skyllemiddel. Må ikke, renses, stryges eller komme i tørretumbler.

Opmåling: Albue til fingerspidser i cm.

Størrelse	Længde cm	Art.no
XS	30-35 cm	201240030
S	35-40 cm	201240040
M	39-44 cm	201240050
L	43-49 cm	201240060
XL	48-55 cm	201240070




MD Class I CE