

# DuoQuick - Axellås

ART.NO 20124

Axellåset DuoQuick fixerar axel och arm samt ger stöd och avlastning postoperativt, vid akuta skador eller trauma. Immobiliseringsbandet låser överarm mot bål. Axelbandet och immobiliseringsbandet är tillverkade i mjukt, vadderat material. Längden på båda banden justeras enkelt med kardborrefästen. Armfickan är tillverkad i ett tunt, luftigt tyg för extra komfort. En mjuk tumrem förhindrar rotation av underarm. Passar både vänster och höger arm.

**Indikationer:** För immobilisering och avlastning av skuldra och arm. Vid trauma, akuta skador eller postoperativ vård.

**Kontraindikationer:** För patienter med sinus caroticus syndrom bör tryck från ortosen i sinus carotis-området undvikas.

**Material:** 77% Polyester, 10% Bomull, 9% Polyuretane, 4% Nylon. Latexfri.

**Tvättråd:** Maskintvätt 40°C. Fäst kardborrebanden innan tvätt. Använd tvättpåse. Använd ej blekmedel eller sköljmedel. Ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.

**Måttagning:** Armbåge till fingertoppar i cm.

Storlek	Längd cm	Art.no
XS	30-35 cm	201240030
S	35-40 cm	201240040
M	39-44 cm	201240050
L	43-49 cm	201240060
XL	48-55 cm	201240070


