

Kvick - Håndledsortose

ART.NO 40300

Stabil og bekvem håndledsortose som er enkel at tage af og på. Lukningen der kan betjenes med en hånd giver en jævn kompression og gør ortosen enkel at justere og tage af og på for patienten. Forsegles med et bredt velcrobånd som også giver ekstra stabilitet rundt om håndledet.

Kvick er fremstillet i stabilt imiteret ruskind, materialet er perforeret og polstret for god komfort og funktion – blød og skøn mod huden. Ortosen har en stabil formet 25 mm bred håndflade aluminiumsskinne, samt en 15 mm dorsal skinne.


Indikationer: Instabilitet i CMC-led. Artrose, arthritis, overbelastningsskader. Også velegnet til behandling af karpaltunnelsyndrom eller ved immobilisering efter gipsbehandling. **Kontraindikationer:** Der er ingen kendte kontraindikationer eller risici forbundet ved korrekt brug.

Materiale: PU skum 50%. Polyester 20%, Akryl 15%, Nylon 15%. Skinner i aluminium. Latexfri.

Vaskeanvisning: Håndvask anbefales, men produktet kan også vaskes i maskine, hvis det er nødvendigt. Maskinvask 30°C. Benyt vaskepose. Tørres fladt. Fastgør velcrostropperne og fjern skinnen inden vask. Brug ikke blegemiddel, klorin eller skyllemiddel, da det kan forringe materialet. Ikke rens. Må ikke stryges eller tørretumbles.

Måltagning: Håndledsmål i cm.

Størrelse	Håndledsmål cm	Længde cm	Art.no Venstre	Art.no Højre
S	13-15	20	40300-10-40	40300-20-40
M	15-18	20	40300-10-50	40300-20-50
L	18-20	20	40300-10-60	40300-20-60
XL	20-23	20	40300-10-70	40300-20-70



MD Class I CE