

D-Ring Wrist Brace - Ranneortoosi

TUOTENRO 40310, 40312

Stabiili ranneortoosi, joka on helppo asettaa. Suljetaan tarranauhalla, joka tarjoaa vakautta ranteen ympärille ja tasaisen puristuksen. Ortoosissa on esitaivutettu ja irrotettava alumiinikisko volaari-puolella, jota voidaan muotoilla. Kaksi muovikiskoa dorsaali-puolella jotka tarjoavat lisävakautta. Saatavana lyhyt ja pitkä malli.

Käyttöaiheet:

- Tukea ranteen tulehdustiloihin ja pehmytkudosvam moihin (jännetulehdus, nyrjähdykset ja venähdykset).
- Estä toistuvan toiminnan aiheuttamat lisävammat (ylikäyttövammat) .
- Toissijainen hoito murtumahoidon jälkeen.

Vasta-aiheet:

- Vakavat nyrjähdykset.
- Väliön hoito murtumien jälkeen.

Materiaali: Nylon, polyesteri, puuvilla, elastaani, Alumiini.

Pesuehdot: Käsipesu on suositeltavaa, mutta tuote voidaan tarvittaessa pestä koneessa 40°C. Käytä pesupussia. Taso kuivaus. Kiinnitä tarranauhat ja poista lasta ennen pesua. Älä käytä valkaisuainetta, klooria tai huuhteluainetta, koska ne voivat heikentää materiaalin toimintaa. Ei kemiallista pesua. Älä silitä tai rumpukuivaa.

Mitat: Rannemitta cm.

D-ring Wrist Brace				
Koko	Ranne-mitta cm	Pituus cm	Tuotenumero Vasen	Tuotenumero Oikea
XS	12-14	20	40310 10 30	40310 20 30
S	13-16	20	40310 10 40	40310 20 40
M	16-18	20	40310 10 50	40310 20 50
L	18-20	20	40310 10 60	40310 20 60
XL	20-23	20	40310 10 70	40310 20 70

LongD-ring Wrist Brace				
Koko	Ranne-mitta cm	Pituus cm	Tuotenumero Vasen	Tuotenumero Oikea
S	13-16	26	40312 10 40	40312 20 40
M	16-18	26	40312 10 50	40312 20 50
L	18-20	26	40312 10 60	40312 20 60
XL	20-23	26	40312 10 70	40312 20 70



Lyhyt malli, 40310.
Suljetaan kolmella tarranauhalla.



Pitkä malli, 40312.
Suljetaan neljällä tarranauhalla..



MD Class I CE