

Frejka - Lonka-abduktio-ortoosi

TUOTENRO 60232

Lonkan abduktio-ortoosi, jota käytetään lapsilla lonkkanivelten asennon säätämiseen lonkkaniveldysplasiassa lonkkanivelen luksaation estämiseksi. Frejka-ortoosissa on joustava polyetyleenilasta, jossa on pehmustetut reunat. Lastan päälle puetaan kangashousut.

Käyttöaiheet: Synnynnäinen lonkkaluksaatio/subluksaatio. Lonkkaniveldysplasia.

Vasta-aiheet: Lonkkaluksaatio.

Materiaali: 55% polyetyleenä, 24% polyesteriä, 17% puuvillaa, 4% polyamidia. Ei sisällä lateksia.

Pesuohteet: Housut konepesu 40°C. Lasta pyyhitään pehmeällä, kostealla liinalla, käytä mietoa pesuainetta.



Koko	Lastan leveys, cm	Mitta polvien välistä, cm	Tuotenumero
X Small	14	15-18	60232-09-30
Small	16	17-20	60232-09-40
Medium	18	19-22	60232-09-50
Large	20	21-24	60232-09-60
X Large	22	23-26	60232-09-70
2X Large	24	25-28	60232-09-80



MD Class I CE