

AirFoam - Ankelortose

ART.NO 80123

AirFoam er en stabil ankelortose som kan anvendes ved akutte skader eller langvarig instabilitet i ankelledet. Ortosen kan også anvendes forebyggende ved f. eks. idræt. For optimal støtte og kompression består polstringen af en kombination af luft og skum som former sig efter ankels kontur. Mængden af luft kan justeres efter patientens behov hvilket er særligt nyttigt ved hævelse. Plastskinne er universelle og passer til både højre og venstre fod. Stabile velcrobånd fikserer ortosen i den rigtige position. For optimal funktion skal ortosen anvendes sammen med snørresko, vandresko eller gymnastiksko.

Størrelse: Universelstørrelse.

Indikationer: Alvorlige og moderate akutte ankelforstuvninger (konservativ og postoperativ behandling), stabil malleolær fraktur, genoptræning efter frakturer.

Kontraindikationer: Ingen kendte.

Materiale: Nylon, Polyester, PU-skum, Glasfiber. Latexfri.

Vaskeanvisning: Fjern skumpolstringen og remmene fra skinnen. Luk velcron på stropperne. Håndvask stropperne og skum ind i lunken vand (max 35°C) med en mild sæbe. Skyl med vand og lad det tørre ved stuetemperatur. Rengør plastikskallerne med en fugtig klud. Sørg for, at materialerne er grundigt tørre inden skinnen bruges igen.



MD Class I CE

Størrelse	Farve	Art.no
Universal	Sort	80123-00-50