

Super Walking Boot - Walker

ART.NR 80202, 80203

Der Super Walking Boot, niedrig oder lang, ist ein individuell verstellbarer Walker. Die hinten offene Gehschiene sorgt für Stabilität, Komfort, Schmerzlinderung und Kompression nach Traumata oder Operationen. Die herausnehmbare Innenpolsterung sowie die Außenschale sind atmungsaktiv und anatomisch geformt. Die flache, strapazierfähige Rollsole ist rutschfest, bietet gute Stabilität und erleichtert das normale Gehen. Die Fußorthese lässt sich mit Klettverschlüssen leicht anpassen und ist rechts oder links verwendbar. Auch das geringe Gewicht erleichtert eine natürliche Gehbewegung.

Indikationen: Stabile Fuß- oder Sprunggelenksfraktur. Schwere Distorsion. Stabilisierung nach Operation.

Kontraindikationen: Parästhesie. Schwere Krampfadern. Hautprobleme/Verletzungen im Einsatzbereich. Lymphstau.

Material: Schale: 90% Polypropylen, 10% Polyamid.
Laufsohle: 100% termoplastischer Kautschuk (TPR).
Polsterung: 30% Polyester, 40% Polyuretan, 20% Polyamid, 7% EVA, 3% POM.
Latexfrei.

Waschanleitung: Klettverschlüsse schließen, Schale feucht abwischen. Polsterung: Handwäsche bei max. 30°C mit milder Seife. Nicht chemisch reinigen, bleichen oder im Trockner trocknen. Lufttrocknen lassen, von Wärmequellen fernhalten.

Maßangaben: Fußlänge messen.

Größe	Fußlänge in cm	Art. Nr. Niedrig	Art. Nr. Lang
S	22 - 25,5	802020040	802030040
M	26 - 28	802020050	802030050
L	28,5 - 30,5	802020060	802030060
XL	31 +	802020070	802030070



80202 Niedrig



80203 Lang



Zubehör für Walkers:				
Produkt:	Größe	Art. Nr. Universal	Art. Nr. Größe S/M	Art. Nr. Größe L/XL
Cirrus, Socks 2-pcs	Universal	802153000	-	-
Hygiene protection 10-pcs	Universal	802190000	-	-
Rain cover	S/M, L/XL	-	802200040	802200060

Für weiteres Zubehör kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice.