

# WalkerFix - Walker

## TUOTENRO 80210

WalkerFix -ortoosissa on kiinteä nilkkaosa ja alumiinivarret. Kevyt ja käyttäjätavallinen malli. Rullapohja mahdollistaa tasaisen ja pehmeän kävelyn. Matala profiiliin ansiosta toisessa jalassa voidaan käyttää tavallista kenkää. Ympäri kulkevat tarranauhat. Pehmeä pehmuste.

**Käyttöaiheet:** Jalan ja nilkan immobilisointiin. Pehmytkudosvaurioiden, nyrjähdysten, stabiilien murtumien ja akillesjänteen repeämän hoitoon. Myös nilkan stabilointiin leikkauksen jälkeen.

**Vasta-aiheet:** Ei saa käyttää potilaille, joilla on diabetes. Ei saa käyttää potilaille, joilla on instabiili murtuma.

**Riskit:** Ei tiedossa.

**Materiaali:** Pehmuste polyesteriä.

**Pesuohjeet:** Päällysosaa puhdistetaan kostealla liinalla. Pehmuste pestään käsin max 30°. Tasokuivaus. Ei rumpukuivausta.



MD Class I CE

Koko	Vastaava kengän koko	Tuotenumero
S	36-39	802100040
M	40-43	802100050
L	44-47	802100060

Lisävarusteet:				
Tuote:	Koko	Tuotenumero Universaali	Tuotenumero Koko S/M	Tuotenumero Koko L/XL
Cirrus, Socks 2-pcs	Universaali	802153000	-	-
Hygiene protection 10-pcs	Universaali	802190000	-	-
Rain cover	S/M, L/XL	-	802200040	802200060

Ota yhteyttä asiakaspalveluun saadaksesi lisätietoja muista lisävarusteista.