

WalkerROM - Walker

ART.NO 80211

WalkerROM har en lav vægt og er brugervenlig. Justerbare skaffer af aluminium og cirkulære velcrobånd. Rullesålen giver en jævn og blød gang. Den lave profil bevirker, at personen kan bruge en normal sko på den anden fod. Leddet kan justeres fra 45° flexion og 45° ekstension, med intervaller på 7,5°. Ortosens led kan indstilles fra låst position til det ønskede ROM/range of motion eller til fri bevægelighed. Leveres med 2 ekstra stopstifter og 1 unbrakonøgle.

Indikationer: Immobilisering af fod og ankel. Til behandling af blødvævsskader, forstuvninger, stabile frakturer og akillesseneruptur. Benyttes også til postoperativ stabilisering af anklen.

Kontraindikationer: Ikke beregnet til diabetespatienter. Ikke beregnet til ustabil brud.

Risici: Ingen kendte.

Materiale: 32% Polyamid, 39% PU-skum, 29% Polyester. Latexfri.

Vaskeråd: Yderdelen rengøres med en fugtig klud. Polstring håndvaskes max 30° og lufttørres. Må ikke tørretumbles.

Størrelse	Tilsv. skostørrelse	Art.no
XS	34-35	802110030
S	35-38	802110040
M	39-43	802110050
L	44-45	802110060
XL	45-48	802110070

Tilbehør til Walkers:				
Produkt:	Størrelse	Art.no Universel	Art.no Størrelse S/M	Art.no Størrelse L/XL
Cirrus, Socks 2-pcs	Universel	802153000	-	-
Hygiene protection 10-pcs	Universel	802190000	-	-
Rain cover	S/M, L/XL	-	802200040	802200060

Kontakt kundeservice for andet tilbehør.



MD Class I CE