

# Fersenkeile für Walkers

ART.NR 80215, 80224, 80225

**Indikationen:** Achillessehnenruptur.  
Ferseneinlage für Walker, zur Einrichtung der Plantarflexion im Fußgelenk.

**Kontraindikationen:** Keine bekannt.

**Funktion:** Alle Keile sind für Walkers vorgesehen. Zur Einrichtung der Spitzfußstellung bei Achillessehnenriss. Doppelseitiges Klebeband zwischen den Keilen.



80215 - Cirrus Fersenkeil, rechts/links.

## Cirrus, heel wedge Left/Right - 80215:

5-er Set Keile, mit Plateau, anatomisch geformt für linken/rechten Fuß. Wählen Sie die Anzahl der Keile entsprechend der Fußgröße und der gewünschten Plantarflexion. Einheitsgröße, rechts oder links.

**Material:** EVA, PA. Latexfrei.

Produkt:	Größe	Art. Nr. Universal
Cirrus, Left heel wedge	Universal	802151000
Cirrus, Right heel wedge	Universal	802152000



80224 - Fersenkeil 10°, ohne Plateau, bilateral.

## Walker Wedge Kit 10° - 80224:

3-er Set Keile, ohne Plateau. Keile für die gewünschte Plantarflexion übereinanderlegen:

3 Keile = 30 ° Plantarflexion,

2 Keile = 20 ° Plantarflexion,

1 Keil = 10 ° Plantarflexion.

Erhältlich in zwei Größen, beidseitig verwendbar.

**Material:** EVA. Latexfrei.

Produkt:	Art. Nr. Größe 1	Art. Nr. Größe 2
Walker Wedge Kit 10°	802240040	802240060



80225 - Stratus Fersenkeil, bilateral.

## Stratus, Universal heel wedge - 80225:

4-er Set Keile mit Plateau plus Decksohle. Wählen Sie die Anzahl der Keile entsprechend der Fußgröße und der gewünschten Plantarflexion. Einheitsgröße, beidseitig verwendbar.

**Material:** Decksohle: SBR, PES, PA. Keile: PE. Latexfrei.

Produkt:	Größe	Art. Nr. Universal
Stratus, Universal heel wedge	Universal	802250000



**Waschanleitung:** Mit weichem, feuchtem Tuch und milder Seife abwischen.