

# Hælkiler til Walkers

ART.NO 80215, 80224, 80225

**Indikationer:** Achillesruptur. Som et indlæg i en walkerortose for at øge plantarfleksion i anklen efter behov.  
**Kontraindikationer:** Ingen kendte.



80215 - Cirrus hælkiler, højre/venstre.

**Funktion:** Alle kiler er beregnet til at blive placeret i en walker for at øge plantarfleksionen i henhold til behandlingsplanen for akillesene. Dobbeltklæbende tape mellem kilerne holder dem på plads.

## Cirrus, heel wedge Left/Right - 80215:

5 kiler med plateau, anatomisk formet til højre/venstre fod. Plantarfleksion justeres med antallet af kiler, vælg antallet af kiler i forhold til fodstørrelse og ønsket plantarfleksion. Fås i to varianter højre/venstre, begge i universalstørrelse.

**Material:** EVA, PA. Fri for latex.

Produkt:	Størrelse	Art.no Universel
Cirrus, Left heel wedge	Universel	802151000
Cirrus, Right heel wedge	Universel	802152000



80224 - Hælkiler 10°, uden plateau, bilateral.

## Walker Wedge Kit 10° - 80224:

3 kiler, uden plateau. Kilerne placeres oven på hinanden for at opnå den ønskede plantarfleksion:  
3 kiler = 30° plantarfleksion,  
2 kiler = 20° plantarfleksion,  
1 kile = 10° plantarfleksion  
Fås i to størrelser, bilateral.

**Material:** EVA. Fri for latex.

Produkt:	Art.no Størrelse 1	Art.no Størrelse 2
Walker Wedge Kit 10°	802240040	802240060



80225 - Stratus hælkiler, bilateral.

## Stratus, Universal heel wedge - 80225:

4 kiler og en sål, med en plateau. Plantarfleksion justeres med antallet af kiler, vælg antallet af kiler i forhold til fodstørrelse og ønsket plantarfleksion. Universalstørrelse, bilateral.

**Material:** Sål: SBR, PES, PA. Kiler: PE. Fri for latex.

Produkt:	Størrelse	Art.no Universel
Stratus, Universal heel wedge	Universel	802250000



**Vaskeanvisning:** Rengøres med blød fugtig klud og mildt vaskemiddel.