

A man with blonde hair and a beard is shown from the waist up, wearing a white t-shirt and light-colored pants. He is wearing a black, multi-strapped orthopedic brace on his right arm and shoulder. The brace covers the shoulder, elbow, and forearm, with several adjustable straps and a circular pad on the elbow. The background is plain white.

Axel & arm

FRAKTURORTOSER OCH SLINGOR

NordiCare[®] +

Unika egenskaper för individuella behov

NordiCares axel- och armortoser och slingor är utvecklade för att assistera och stabilisera vid olika grader av svaghet eller instabilitet men används även för smärtlindring eller frakturbehandling. Alla har unika egenskaper och fördelar som gör att du kan ge eller få en helt anpassad behandlingsplan, utifrån individuella behov.

Människonära design

En central del i NordiCares produktutveckling är funktion och användarvänlighet. Vår drivkraft är att ta fram funktionella produkter i tilltalande design som gör vardagen enklare för såväl användare som den medicinska professionen. Vi kallar det "Människonära design".

Noga utvalt

NordiCares sortiment är utvecklat i nära samarbete med sjukgymnaster, läkare och användare. Det finns även ett nära samarbete med internationellt ledande tillverkare av material och producenter av sjukvårdsprodukter. Sortimentet utvecklas kontinuerligt där valet av samarbetspartners är minst lika viktigt som det egna design- och utvecklingsarbetet. Kunden ska alltid känna sig trygg i valet av NordiCares produkter både vad gäller produktens kvalitet, funktion och hållbarhet. Detta kallar vi "Noga utvalt".

Förbättrad hälsoekonomi

Med utgångspunkt från de begränsade resurser som sjukvården har blir vikten av en förbättrad hälsoekonomi allt mer avgörande. Det är viktigt för vården att söka såväl ekonomiska som effektiva lösningar. Därför är det ett viktigt mål för NordiCare att utveckla kostnadseffektiva produkter som kan bidra till en förbättrad hälsoekonomi som kortare vårdtider och effektivare behandling.



Humerusfrakturortoser

HumerusComfort + Extend - Frakturortos


Stabil frakturortos i två olika längder, designad för att kontrollera humerussegment genom cirkulär kompression av mjukdelarna. Den används vid icke operativ behandling av slutna skafffrakturer på humerus och vid postoperativ behandling av öppna skafffrakturer på humerus. Vid mer distalt placerade diafysära humerusfrakturer och på långa överarmar rekommenderas HumerusComfort Extend, som är något längre än HumerusComfort.

Ortosen smärtlindrar och tillåter rörelse i axelled och armbågsled. Den textila axeldelen gör att ortosen sitter bekvämt och säkert på plats. Integrerade formgjutna plattor ger stabilitet och cirkulär kompression enligt Sarmiento-principen. Finns i svart i storlek S-XL. Art.nr 20220 och Extend 20224.

✓ Standardortos för diafysära frakturer



Stabiliserar diafysära humerusfrakturer



Passar både höger och vänster arm.



HumerusComfort Kid

Omsluter axeln

Sitter bekvämt och tryggt med breda band



De formgjutna plattorna bidrar till jämn kompression för att stabilisera frakturen



Cirkulär kompression enligt Sarmiento-principen

Sarmiento-principen

Vid armfrakturer används Sarmiento-principen som en behandlingsmetod för att stabilisera frakturen samtidigt som rörlighet bibehålls. Genom att applicera cirkulär kompression runt överarmen hålls frakturans position stabil medan axel- och armbågslederna fortfarande kan röra sig. Detta påskyndar återgången till vardagliga aktiviteter under läkningsprocessen.



CubitiComfort - Frakturortos

Stabil och bekväm helarmsortos som används vid frakturbehandling och/eller rehabilitering. Ortosen är individuellt anpassningsbar och lindrar smärta samt medger rörlighet i axel- och armbågsled. Flexion eller extension i armbågsleden kan justeras i intervall om 15° och låses i önskat läge. Breda cirkulära band tillsammans med formgjutna plattor ger jämn kompression och avlastning. Textil axeldel gör att ortosen sitter bekvämt och säkert på plats. Längden kan justeras steglöst. Passar både höger och vänster arm. Finns i vit och S-XL. Art.nr 20222.

✓ Perfekt vid multitrauma och postoperativt



Ställbar flexion/extension i armbågsleden.



HumerusStabil Kort Frakturortos

Frakturortos i kort modell. Används vid behandling av skafffrakturer på humerus, efter intern fixation och vid kraftig svullnad. Passar både höger och vänster arm. Finns i S-XL. Art.nr 20211.



HumerusStabil Lång Frakturortos

Frakturortos designad för att kontrollera humerus segment genom kompression av mjukdelarna. Används vid behandling av skafffrakturer på humerus, efter intern fixation och vid kraftig svullnad. Passar både höger och vänster arm. Finns i XS-2XL. Art.nr 20210.



De allra flesta av NordiCares textila axel- och armortoser kan maskintvättas i 40 grader eller mer. Tydliga tvättråd finns på förpackningen och även på vår hemsida.



Prova en större eller mindre ortos om måtten ligger mellan två storlekar eller om ortosen inte sitter perfekt. Utförlig utprovartinformation finns på förpackningen och på vår hemsida.

Armslingor och axellås

HumerusComfort Collum - Armslinga

Armslinga med funktion att avlasta och positionera axelleden. Genom att axelleden positioneras i en så avlastad position som möjligt, med liten påverkan av axelledens muskulatur, uppnås goda förutsättningar för läkning och smärtlindring. Används vid proximala humerusfrakturer istället för "vanlig" armslinga. Kan användas i kombination med HumerusComfort Extend vid humerusfrakturer där extra stabilitet önskas. Finns för höger och för vänster arm i universal storlek. Art.nr 20225.

✓ Avlastning och smärtlindring vid proximala humerusfrakturer



Bekväm och stabil i ryggen.



Enkel att öppna vid tex träning.

"Ger en trygg och säker känsla under hela dygnet"

Axelleden positioneras i avlastat läge



QuickSling - Armslinga

Vadderat band som levereras på rulle. Önskad längd klipps för att anpassas till patienten. Justeras med Y-formade kardborrfästen. Passar både vänster och höger arm. Art.nr 20118.



ComfortSling - Armslinga

Används vid kortare behandlingstid och passar olika storlekar, även barn. Det elastiska materialet formar sig efter armen och ett mjukt tumband hjälper till att hålla armen i rätt position. Passar både vänster och höger arm. Art.nr 20111.



DuoQuick - Axellås

Mjukt och luftigt axellås som ger fixering, stöd och avlastning. Vadderade och justerbara band låser armen. Mjuk tumrem förhindrar rotation av underarm. Passar både vänster och höger arm. Art.nr 20124.

Armslingor och axellås



DuoPlus - Axellås

Immobiliserar och avlastar axelleden utan att belasta nacken. Används vid akuta skador eller efter operation. Två band korsas över ryggen och fördelar vikten över båda skulderna. Brett avtagbart band med kardborre fixerar armen mot bålén. Passar både vänster och höger arm. Finns i S-XL. Art.nr 20113.

✓ Belastar inte nacken



DuoTrain - Axellås

Ger stabil fixering och avlastning vid akut eller postoperativ vård. Extra starka kardborrefästen med slitplattor tillåter DuoTrains fästen att öppnas och stängas många gånger och rekommenderas därför vid rehabilitering. Axelbandet är justerbart i höjddled och i sidled längs mitellan och fästs med hjälp av kardborre. Justerbart immobiliseringsband runt kroppen. Passar både vänster och höger arm. Finns i S-XL. Art.nr 20119.

✓ Perfekt vid rehabträning



Duo - Axellås

Fixerar axeln samt ger stöd och avlastning för smärterelaterade axelproblem vid akuta skador eller efter operation. Justerbart axelband i höjd- och sidled som fästs med kardborre. Immobiliseringsband som låser överarmen mot bålén medföljer. Ett mjuk tumband håller slingan på plats och ser till att armen hålls i rätt läge. Passar både vänster och höger arm. Finns i S-XL. Art.nr 20114.

✓ En bra allroundslinga

SmartCuff - Axellås

Ger bekvämt stöd och avlastning av arm och axel efter planerade operationer. Låser arm och axel effektivt. Rekommenderas vid rehabilitering. Handledsmanschetten öppnas då separat för att frigöra armen utan att ändra överarmens fixerade läge. Enkel för patienten att ta av, på och justera. Extra kikkudde medföljer för positionering/abduktion. Passar både höger och vänster arm och finns i en universalstorlek. Art.nr 20120.

✓ Efter planerade operationer



Avlastar effektivt skuldra/arm.



Abduktionsortoser



Shoulder ABDuction Pillow 15° - Abduktionsortos

Ger stöd och immobilisering efter operation eller axelinstabilitet. En kudde håller armen/skuldran immobiliserad i 15° abduktion. Det avlastande 3-punkt systemet är lätt att applicera. Bandens längd kan enkelt justeras. Den mjuka armpåsen kan öppnas snabbt för armmobilisering, träning eller personlig hygien. Passar både vänster och höger arm. En extra hygienrem till armhålan medföljer. Finns i S-XL. Art.nr 20130.

✓ Bekväm immobilisering

Armbågsortoser

E-motion - Armbågsortos

Ger postoperativ eller posttraumatisk stabilisering och kontrollerat rörelseomfång eller mobilisering av arm och armbåge. Ortosen känns bekväm och säker att bära. Teleskopmekanism tillåter enkel justering av längd. Extension kan justeras och fixeras från 0° till 90° och flexion från 0°-120° i intervall om 10°. En avtagbar handdel ger pronations- och supinationskontroll och ett axelband kan användas för extra stöd åt armen. Finns för höger och vänster arm i universalstorlek. Art.nr 20206.

✓ Formbara manchetter för perfekt passform



Axelremmen som medföljer kan ge extra avlastning.



Stabil avtagbar handdel för fixering och begränsning av rotation.

Mått och storlekar

HumerusComfort & HumerusComfort Extend

Art.nr	Storlek	Omkrets	Längd
20220-00-40	S	20-27 cm	29-34 cm
20224-00-40	S Extend		32-36 cm
20220-00-50	M	25-32 cm	32-36 cm
20224-00-50	M Extend		34-38 cm
20220-00-60	L	30-40 cm	34-38 cm
20224-00-60	L Extend		36-40 cm
20220-00-70	XL	38-48 cm	36-40 cm
20224-00-70	XL Extend		38-42 cm

CubitiComfort

Art.nr	Storlek	Överarm	Underarm	Total längd
20222-09-40	Small	14-23 cm	18-26 cm	46-54 cm
20222-09-50	Medium	23-32 cm	23-32 cm	50-58 cm
20222-09-60	Large	30-39 cm	28-38 cm	52-60 cm
20222-09-70	X Large	38-50 cm	28-38 cm	52-60 cm

Tillbehör, Axilla Kit HC

Art.nr	Storlek	Längd inre skal
20219-00-40	Small	12 cm
20219-00-50	Medium	14 cm
20219-00-60	Large	16 cm
20219-00-70	X Large	18 cm



Tillbehör, extra lator

Art.nr	Storlek	Antal
20221-00-40	Small	4 st
20221-00-50	Medium	4 st
20221-00-60	Large	4 st
20221-00-70	X Large	4 st



Duo

Art.nr	Storlek	Längd armbåge-fingertopp cm
20114-06-40	Small	35-41
20114-06-50	Medium	40-44
20114-06-60	Large	43-49
20114-06-70	X Large	48-55

DuoTrain

Art.nr	Storlek	Längd armbåge-fingertopp cm
20119-06-40	Small	35-41
20119-06-50	Medium	40-44
20119-06-60	Large	43-49
20119-06-70	X Large	48-55

SmartCuff

Art.nr	Storlek	Mått under byst
20120-00-50	Universal	< 130 cm

Shoulder ABDuction Pillow 15°

Art.nr	Storlek	Längd underarm
20130-00-40	S	34-38 cm
20130-00-50	M	37-43 cm
20130-00-60	L	42-48 cm
20130-00-70	XL	48+ cm

HumerusStabil Kort

Art.nr	Storlek	Omkrets distalt	Omkrets proximalt
20211-09-40	Small	18-23	23-28
20211-09-50	Medium	23-28	28-33
20211-09-60	Large	28-33	33-38
20211-09-70	X Large	33-38	38-43

HumerusStabil Lång

Art.nr	Storlek	Omkrets distalt	Omkrets proximalt
20210-09-30	X Small	13-18 cm	18-23 cm
20210-09-40	Small	18-23 cm	23-28 cm
20210-09-50	Medium	23-28 cm	28-33 cm
20210-09-60	Large	28-33 cm	33-38 cm
20210-09-70	X Large	33-38 cm	38-43 cm
20210-09-80	2X Large	38-43 cm	43-48 cm

HumerusComfort Collum

Art.nr	Storlek
20225-10-50	Universal vänster
20225-20-50	Universal höger

QuickSling

Art.nr	Storlek vänster/höger
20118-00-50	Universal

ComfortSling

Art.nr	Storlek vänster/höger
20111-09-50	Universal

DuoPlus

Art.nr	Storlek	Längd underarm	Bål + överarm
20113-06-40	Small	35-40 cm	60-80 cm
20113-06-50	Medium	39-44 cm	80-95 cm
20113-06-60	Large	43-48 cm	95-115 cm
20113-06-70	X Large	47-54 cm	115-145 cm

E-motion

Art.nr	Sida
20206-10-50	Vänster
20206-20-50	Höger

DuoQuick

Art.nr	Storlek	Längd
20124-00-30	XS	30-35 cm
20124-00-40	S	35-40 cm
20124-00-50	M	39-44 cm
20124-00-60	L	43-49 cm
20124-00-70	XL	48-55 cm

NordiCare Ortopedi & Rehab AB är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför noga utvalda ortopedi- och rehabprodukter. En central del i NordiCares produktutveckling är funktion och användarvänlighet. Vår drivkraft är att ta fram funktionella produkter i tilltalande design som gör vardagen enklare för såväl användare som den medicinska professionen.



NordiCare[®] +

NORDICARE ORTOPEDI + REHAB AB • Solrosvägen 1 • 263 62 Viken, Sverige
• info@nordicare.se • 042-35 22 20 • www.nordicare.se