

Postoperative BHs für unterschiedliche Bedürfnisse

Die nahtlosen postoperativen BHs Miriam, Mirabelle und Klara von NordiCare bieten Halt und Fixierung nach verschiedenen Arten von Brustoperationen. Durch die richtige Entlastung tragen sie zu mehr Komfort, Schmerzlinderung und einer besseren Genesung bei. Ein Postop-BH wird unter anderem empfohlen nach:

Mastektomie, Lumpektomie, Brustrekonstruktion, Brustverkleinerung und Strahlentherapie.



Miriam – Leichter Halt und Fixierung

- Bietet leichten Halt und Fixierung.
- Keine Kompression.
- Breiter Rückenbereich und hoch geschnitten unter den Achseln für angenehmen Halt.
- Elastische Cups ohne Druck.
- Empfohlen nach verschiedenen Arten von Brustoperationen, bei Strahlentherapie oder als Stufe-2-BH nach einem Kompressions-BH.



Mirabelle – Kompression und Halt

- Bietet stabilen Halt und Fixierung.
- Gleichmäßige Kompression entsprechend Klasse 1.
- Ringerrücken mit breiten Seitenteilen.
- Doppellagiges Material im Cup mit Tasche für Prothese oder Watte.
- Empfohlen nach verschiedenen Arten von Brustoperationen.



Klara – Hohe Kompression und fester Halt

- Bietet extra stabilen Halt und Fixierung.
- Gleichmäßige Kompression entsprechend Klasse 2.
- Breiter Rücken und hoch geschnitten vorne.
- Doppellagiges Material im Cup mit Tasche für Prothese oder Watte.
- Empfohlen nach verschiedenen Arten von Brustoperationen oder zur Behandlung von Lymphödemen im Brustbereich.

Die richtige BH-Größe wählen

Det är viktigt att välja rätt storlek på bh för att den ska ge optimalt stöd. Det gäller speciellt en bh som skall användas direkt efter operation eller om man använder ett inlägg eller en lös protes i ficka. Vi rekommenderar alltid en professionell utprovning av både bh och bröstprotes.

So messen Sie Ihre BH-Größe

1. Messen Sie den Umfang:

X Unter der Brust – eng gemessen. Dies ist Ihre Unterbrustgröße. *Beispiel 76 cm.*

Y Um die stärkste Stelle der Brust – locker gemessen. *Beispiel 95 cm.*


2. Ziehen Sie X von Y ab ($Y - X$), um die Cupgröße zu ermitteln. *Beispiel $95 - 76 = 19$.*

3. Nutzen Sie die untenstehende Tabelle, um Ihre Cupgröße zu finden. *Beispiel $19 = D$.*

4. Auf die nächste 5er-Stufe runden und mit der Cupgröße kombinieren. *Beispiel 75 D.*

Beispiel

Differenz in cm (Y-X)	11-12	12-14	14-16	16-18	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-31
Cupgröße	AA	A	B	C	D	E	F	G	H	I



Miriam

cm	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115
Cupgröße												
A												
B												
C												
D												
E												
F												
G												

Mirabelle

cm	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140
Cupgröße															
AA															
A															
B															
C															
D															
E															
F															
G															

MIRABELLE S-2XL MIRABELLE QUEEN 2XL-4XL

Klara

cm	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110
Cupgröße											
AA											
A											
B											
C											
D											
E											