

A woman with blonde hair tied back is wearing a black sports bra. She is looking down with a slight smile as another person's hands adjust the strap on her right shoulder. The background is a bright, out-of-focus indoor setting.

Bh:ar och bröstproteser

NordiCare är ett branschledande svenskt företag inom medicintekniska produkter, med kunder inom vård och rehabilitering i hela Norden.

Vi designar och marknadsför noga utvalda produkter och lösningar. Vår vision är att skapa produkter som ger mervärde för våra kunder och som kan bidra till en bättre vård.

Innehåll

Bh:ar och bröstband	4-11
Välj rätt bh-storlek.....	12

Trulife bröstproteser

Efter operation.....	13
Delproteser.....	14
Lättvikt.....	16
Fullvikt.....	20
Aktivitet.....	21
Storleksguide.....	22-23

Komfort, passform och kvalitet

Med noga utformad design och särskilt utvalda sköna material har vi skapat bh:ar som du ska trivas och känna dig bekväm i. Vi har lång erfarenhet av att designa produkter för kvinnor som genomgår olika typer av bröstoperationer såsom mastektomi, lumpektomi, bröstreduktion, rekonstruktion och bröstförstoring. Vi vet att det är extra viktigt för dig som är bröst-opererad att hitta en bh som sitter bra och samtidigt är skön att bära.

Trulife bröstproteser finns i många former och storlekar för att passa alla individuella behov. Trulife lägger stor vikt vid forskning och utveckling. Tillsammans med världsledande tillverkare av silikon och andra hudvänliga material produceras proteser med högsta komfort, passform och kvalitet.

Vi tycker att det ska kännas tryggt att välja bh och bröstprotes. Välkommen att se hela vårt sortiment av noga utvalda underkläder och bröstproteser här i katalogen.



Bh direkt efter operation

En stödjande bh skall alltid användas direkt efter alla typer av bröstoperationer. I vårt sortiment finner du flera modeller av post-op-bh som ger stöd och avlastning efter bröstkirurgi. En rätt anpassad bh ger smärtlindring, är avgörande för läkningen och bidrar till ett bättre resultat.

NordiCares post-op-bh:s är framknäppta och reglerbara för att vara lätta att ta av och på då man är öm och svullen. Alla våra bh är designade för att ge ordentligt stöd, materialen är mjuka och designen sömlös för att inte irritera det opererade området.

Klinisk studie visar fördelarna med att använda stabil kompressions-bh efter en bröstcanceroperation

Forskaren och onkologisjuksköterskan Malin Backman på Karolinska universitetssjukhuset har publicerat en studie om användning av kompressions-bh efter bröstoperation. Den undersöker vilken typ av bh som är mest effektiv att lindra symtom efter en bröstcanceroperation. I studien utgår man från patienternas behov där målet är att minska symtom och öka livskvaliteten efter bröstcanceroperation.

Mirabelle kompressions-bh var den mest effektiva för att minska smärta efter operationen och upplevdes som mest bekväm. Den gav ett bra stöd och därmed ökad trygghet och rörelseförmåga efter operationen.

Sammanfattning av studien

- Att använda en stabil bh med kompression är det optimala evidensbaserade valet för att minska smärta efter bröstcanceroperation jämfört med mjuk bh.
- En stabil bh med kompression ökar patientens rörlighet, komfort och känsla av trygghet efter bröstcanceroperation.
- Fördelen med mindre smärta efter bröstcancerkirurgi har hög klinisk relevans för patienten att förbättra återhämtningen och livskvaliteten.

Trial registration number: NCT04059835 at www.clinicaltrials.gov.

Mirabelle

Sömlös och supermjuk framknäppt bh. Kompression motsvarande kompressionsklass 1 bidrar till optimal funktion under hela läkningsperioden. Knäppning framtill och reglerbara/öppningsbara axelband framtill gör att man enkelt kan ta på och av bh:n direkt vid operation.


Används direkt efter alla typer av bröstoperationer - bröstbevarande kirurgi, mastektomi, reduktion, förstoring, rekonstruktion samt vid strålbehandling. Integrerad kompression i olika zoner ger stöd och bidrar till god läkningsprocess. Ger smärtlindring samt minskar svullnad och risk för serom. Material: 91% polyamid, 9% elasthan.

Fickor för vadd/protes.

31144-09, vit, S-2XL

31144-00, svart, S-2XL

31145-09 (Mirabelle Queen), vit, 2XL-4XL



Reglerbara/öppningsbara axelband framtill, enkel att ta på och av direkt vid operation.



Öppningsbar framtill med hysk-hak, justerbar i två steg.



Illustration över den integrerade kompressionen – stöd runt byst och under arm bidrar till god läkningsprocess.



Brotтарыgg, breda sidor och reglerbara axelband. Mjuk bred sömlös kant under bysten.



Sandra

Sömlös stickad bh i vacker nätt design. Med integrerad kompression i olika zoner och breda axelband ger den skönt stöd. Välj liten eller stor kupa för perfekt passform.

Används som mjuk varje-dag-bh efter all typ av bröstkirurgi, speciellt lämplig för dig som gjort en bröstförstoring med implantat och söker en bh utan bygel.

Fickor för eventuellt inlägg/protes erbjuder även dig som gjort en deloperation (partiell mastektomi) en mjuk och skön bh. Passar även att använda dagtid direkt efter bröstförstoring med implantat för den yngre/mindre kvinnan som inte behöver så mycket stöd. Material: 79% polyamid, 11% elastan, 10% polyester.

Fickor för vadd/protes.

31147-09, vit


31147-00, svart

Liten kupa A-C S-2XL

Stor kupa D-F S-2XL



Öppningsbar baktill med hysk-hak.
Reglerbara axelband.



Nätt design med djupare uringning.

Klara

Bh med kompression motsvarande kompressionsklass 2. Används vid behandling av lymfödem och svullnad eller efter bröstoperation när extra kraftig kompression önskas till exempel bröstreduktion.

Extra högt skuren under arm, över rygg och mitt fram. Öppningsbar framtill med hysk-hak, justerbar i tre steg. Reglerbara/öppningsbara axelband framtill, enkel att ta på och av direkt vid operation. Fickor för vadd/protes. Material: 83% polyamid, 11% elastan, 6% polyester.

Fickor för vadd/protes.

31148-09, vit, S-2XL



Högt skuren mitt fram, breda
reglerbara axelband.



Extra bred över ryggen och
högt skuren under arm.



Saga

Stadig, bekväm och bygellös bh med vacker spets. Underbar passform och perfekt stöd, också för den större bysten. Breda polstrade axelband och ficka i båda sidor för inlägg/lös protes. Utmärkt för dig som använder lös protes/inlägg, men också efter bröstlyft eller bröstreduktion då bh:n ger ett bra stöd. Material: 85% polyamid, 15% elastan.

Fickor för vadd/protes.

31122, vit, 80-105 A, 75-105 B, C, D, E.



Stadig med breda axelband. Storlekar, också för större byst.



Breda reglerbara axelband. Stadigt och bekvämt stöd runt om.

Emma

Bygellös bekväm bh i mjukt mikrofibermaterial med breda och justerbara axelband. Högt skuren uringning och brett stöd under armhålorna som ger fin passform. Fickor för vadd/protes. Material: 95% polyamid, 5% elastan. Latexfri.

Fickor för vadd/protes.

31123, vit, 70 B-D, 75-95 A-D.



Hysk-hakknäppning i ryggen, 3x3 rader.





Felicia

Bygglös bh i mjukt mikrofibermaterial. Stadiga kupor, breda och justerbara axelband. Hysk-hakknäppning i ryggen, 3x3 rader.

Används efter bröstlyft/bröstförminskning eller av alla som önskar en bekväm bh utan bygel. Inga fickor. Stödjer och håller bysten på plats. Material: Polyamid 95%, Elastan 5%. Latexfri.

31151-09, vit, 70 C-E, 75-80 C-G, 85-90 C-D.



Justerbar bak i 3x3 rader och reglerbara axelband.




Mio

Bröstband att använda efter bröstförstoring eller rekonstruktion. Positionerar och stabiliserar bröstimplantaten. Kan även användas efter axillutrymning då en ökad kompression önskas högt upp i armhålan för att minska risk för svullnad.

Öppningsbar och justerbar framtill med kardborre. Bandet är 7,5 cm brett, storleken är universal då kardborren fäster över hela bandets yta. Material: 70% polyamid, 30% elastan.

50223-09, vit, universal.

50223-00, svart, universal



Mika

Mjukt fixeringsband som används för fixering av förbandsmaterial eller som bröstband för att ge kompression över bysten. Mika har ett följsamt elastiskt material som andas och känns behagligt mot huden.

Bandet försluts och justeras framtill med kardborre som fäster över hela bandet. På samma sätt kan trycket från bandet anpassas efter behov. Höjd 15 cm. Material: Polyamid 80%, Polyester 10%, Elastan 10%.

50224-09, vit, S/M.

50224-09, vit, L/XL.



Välj rätt bh-storlek


Det är viktigt att välja rätt storlek på bh för att den ska ge optimalt stöd. Det gäller speciellt en bh som skall användas direkt efter operation eller om man använder ett inlägg/en lös protes i ficka. Vi rekommenderar alltid en professionell utprovning av både bh och bröstprotes.

Storleksguide

1. Bandstorlek: Ta ett stramt omkretsmått under bysten (X) och avrunda till närmsta 5-tal. Omkrets 78 cm ger till exempel en bandstorlek på 80.

2. Kupstorlek: Mät löst från bröstbenet över bystens högsta punkt till mitten av ryggraden (Y). Multiplicera detta mått med 2 (Y2). Skillnaden mellan mått Y2 och X bestämmer kupstorleken. (Y2 - X = kupstorlek).

Skillnad	cm	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29
Kupstorlek		AA	A	B	C	D	E	F	G	H	I



Mirabelle

		cm	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140
		inch	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Kupstorlek	AA																
	A		S														
	B																
	C				M		L										
	D																
	E																
	F																
G																	

MIRABELLE S-2XL MIRABELLE QUEEN 2XL-4XL

Sandra

		cm	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110
		inch	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44
Kupstorlek	A											
	B		S (A-C)		M (A-C)		L (A-C)		XL (A-C)		2XL (A-C)	
	C											
	D											
	E		S (D-F)		M (D-F)		L (D-F)		XL (D-F)		2XL (D-F)	
	F											

Klara

		cm	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110
		inch	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44
Kupstorlek	AA												
	A												
	B			S		M		L		XL		2XL	
	C												
	E												

Proteser direkt efter operation

Vi har ett brett utbud av fjäderlätta textila inlägg/proteser att använda direkt efter operation. Inläggen passar också att använda under och efter strålbehandling, vid lymfödem och andra situationer då man önskar ett mycket lätt inlägg/protes. Alla inlägg passar i våra postoperativa bh.



Tri-Leisureform Symmetrisk triangelform

30611 Storlekek 3-14

- Kärna av skumfoam, inuti finns en mindre tyngd för extra vikt.
- Triangelform som passar olika kroppsformer och operationsytor.
- Rekommenderas som komplement till vanlig silikonprotes.



Featherweight Symmetrisk droppform

30615 Storlek 1-14


- Kärna av lätt skumfoam.
- Droppform som täcker och jämnar ut.
- Kan positioneras åt valfritt håll.
- Rekommenderas direkt efter operation.



Tri-Featherweight Symmetrisk triangelform

30616 Storlek 1-14

- Rekommenderas direkt efter operation.
- Kärna av lätt skumfoam.
- Triangelform som passar olika kroppsformer och operationsytor.



Delprotoser

Trulife erbjuder ett brett utbud av delprotoser och inlägg i silikon. De är designade för att fylla ut ojämnheter efter lumpektomi, bröstbevarande kirurgi eller rekonstruktion. De kan även användas för att fylla ut en liten byst, om bröstet är olika utvecklade eller om man vill ha en jämnare form på bysten.

Våra delprotoser i medicinsk silikon har en lätt fästförmåga och ligger tryggt på plats mot hud/bh utan att glida.



Silk Lite Partial

Symmetrisk triangelform och droppform

30536 (ljus droppform), 30537 (mörk droppform)
30538 (ljus triangelform), 30539 (mörk triangelform)

Storlek 3-9

- Lättviktsilikon och 40 % lättare än traditionella partiella silikonprotoser.
- Finns i symmetrisk triangelform och droppform.
- Passar efter bröstbevarande kirurgi (lumpektomi) eller rekonstruktion.
- Används även för att förstärka underutvecklade bröst.
- Avsmalnande kanter säkerställer jämn och naturlig profil.

Lättviktsilikon



Partial

Symmetrisk droppform


30355 Storlek 1-11

Triangular Partial & Triangular Partial Encore
Symmetrisk triangelform

30533 (ljus), 30535 (mörk) Storlek 3-9

- Traditionell fyllig silikon.
- Finns i symmetrisk triangelform och droppform.
- Passar efter bröstbevarande kirurgi (lumpektomi) eller rekonstruktion.
- Används även för att förstärka underutvecklade bröst.
- Avsmalnande kanter säkerställer jämn och naturlig profil.

Positioneringen av våra dropp- och triangelformade protoser kan anpassas efter varje individs specifika behov.



Lager för lager tas bort när expanderprotesen/bröstet blir större.

ReCover Shell

Symmetrisk triangelform, tre separata lager

30822 Storlek S-XL

- Mjuk hudvänlig medicinsk silikon
- Två integrerade lager silikon i baslagret.
- Triangulär form täcker och skapar en naturlig form på bröstet.
- Tre separata lager vilket medger flexibilitet av storlek/under fill exempelvis expanderprocess eller olika fyllighet som delprotes.



Kan användas under en stegvis rekonstruktionsprocess av ett bröst. Protosen består av tre olika lager och storleken på protosen anpassas till bröstets storlek genom att ta bort de olika lagren allteftersom expanderprotesen/bröstets storlek blivit större.

ReCover Shell kan också användas som triangelformad delprotes efter olika typer av bröstoperationer då bröstets storlek/symmetri behöver justeras.



Lättviktsproteser

Mjuk, lätt och naturlig, så ska en lättviktsprotes kännas! Våra lättviktsproteser känns naturliga mot huden och är nästan hälften så tunga som traditionella silikonproteser. Vi har delat in våra lättviktsproteser i tre familjer: Silk, BodiCool och Medicinskt silikon.

Silk Silkeslen & naturlig

- Vår mest populära lättviktsprotes.
- Mjuk och följsam med fin passform.
- Naturlig med matt och silkeslena yta.
- Många olika former, fyllighet och storlekar.



Silk Curve Symmetrisk triangelform

30485 Storlek 2-14

- Triangelform med bredare bas.
- En tunn högre topp gör övergången mellan hud och protes näst intill osynlig.
- Protesens profil passar det mogna bröstet, tunn upptill och fylligare nedtill.
- Passar bra för både bygel-bh och vanlig bh.
- Ett lager silikon, mindre fyllig.



Silk Triangle & Silk Encore Triangle Symmetrisk triangelform

30471, 30483 Storlek 1-17


- Triangelform som passar många kroppsformer och operationsytor.
- Passar bra för både bygel-bh och vanlig bh.
- Konkav baksida döljer eventuell kvarvarande vävnad.
- Finns både i en ljusare 30471 och mörkare 30483 hudton.
- Ett lager silikon, mindre fyllig till medelfyllig.



Silk Flex Symmetrisk hjärtform

30477 Storlek 1-14

- Mångsidig hjärtform som kan positioneras åt valfritt håll för optimal passform.
- Passar utmärkt i bygel-bh.
- Kan positioneras åt valfritt håll.
- Ett lager silikon, medelfyllig till fyllig.



Silk A Supreme Asymmetrisk

30475 Storlek 1-14 V/H

- Asymmetrisk form som ersätter vävnad högt upp på bröstet och under armen.
- Konkav baksida och ett lager silikon, medelfyllig till fyllig.
- Rekommenderas vid bilateral operation eller då utfyllnad under armen behövs.



Silk Teardrop Symmetrisk droppform

30473 Storlek 1-14

- Droppform modell.
- Kan positioneras åt valfritt håll för optimal passform.
- Ett lager silikon, medelfyllig till fyllig.



Silk Connect Symmetrisk triangelform

30476 Storlek 1-10

- Protes med självhäftande silikonyta som fäster mot huden.
- Mångsidig triangelform som passar olika kroppsformer och operationsytor.
- Passar bra för både bygel-bh och för vanlig bh.
- Det mjuka skyddet kan fästas på protesens baksida om man önskar använda protesen utan klisterfunktion.
- Två lager silikon, mindre fyllig till medelfyllig.



Silk Connect Som en del av dig

- Hudvänlig självhäftande silikonyta
- Integrerad distanstextil i kontaktytan för ökad följsamhet.
- Ingen vidhäftning i mittsektionen gör den lätt att avlägsna.



Silk Plus Triangle Symmetrisk triangelform

30472 Storlek 1-17

- Triangelform som passar många kroppsformer och operationsytor.
- Formbar baksida i mjuk silikon som ger lätt masserande effekt.
- Passar bra för både bygel-bh och vanlig bh.
- Två lager silikon, medelfyllig till fyllig.
- Fylligare modell än 30471.





Luna Tri
Lätt & anpassningsbar

- Miljövänlig fibervadd som kan tas bort och läggas till efter behov.
- Naturligt bambumaterial med fuktavledande egenskaper.



Luna Tri
Symmetrisk triangelform

30624 (beige), 30625 (bronze) Storlek 3-12

- Anpassningsbar volym med fibervadd som kan tas bort eller läggas till.
- Silikonprotes i två lager.
- Det gel-liknande innerlagret formar sig naturligt efter bröstet.
- Bekväm vardagsprotes.
- Kan användas som hel- eller delprotes.
- Utsidan är av mjukt fastsittande bambumaterial.



Sublime Aris
Symmetrisk triangelform

30151 Storlek 3-14

- 100% ren hudvänlig silikon i tre skikt.
- Perforerad kärna gör protesen lätt och bekväm.
- Avsmalnande kanter gör övergången mot huden nästan osynlig.
- Integrerad vårtgård och bröstvärta.
- Solfjäderformad baksida ger ventilation och massage.
- Tre integrerade lager silikon, mindre fyllig till medelfyllig.

Sublime & Impressions
Superlätta

- Fäster tryggt mot hud och bh.
- Sval med ventilerande baksida.
- Perforerad kärna gör den 35% lättare än vanlig lättprotes.



Impressions II & Impressions II Encore (mörk hudton)
Symmetrisk triangelform

30101 (Ljus hudton) Storlek 2-12, **30102 (mörk hudton)** Storlek 4-12

- 100% ren silikon.
- Upplevs fastare/fylligare än Sublime.
- Ventilationshål på baksidan för optimal ventilation.
- Integrerad vårtgård och bröstvärta.
- Tre integrerade lager silikon, medelfyllig till fyllig.




BodiCool Wave Triangle
Symmetrisk triangelform

30495 Storlek 1-14

- Triangelns form som passar många kroppsformer och operationsytor.
- Passar bra för både bygel-bh och vanlig bh.
- Kylande gel på hela ytan mot kroppen.
- Två integrerade lager silikon, medelfyllig till fyllig.

BodiCool Wave
Sval & behaglig

- Sval och behaglig hela dagen
- Ger circulation och låter huden andas
- Låg vikt



Fullviktsproteser

En fullviktsprotes ger en naturlig och tyngre viktbalans vilket gör att den kan kännas skönt balanserad när den matchar det andra bröstets vikt. Oftast passar fullviktsproteser en lite mindre byst. Den är gjord av mjuk och röligt silikon och är väldigt lik naturlig bröstvävnad.



Bella Symmetrisk triangelform

30571 Storlek 3-14

- Triangelform som passar många kroppsformer och operationsytor.
- Ett lager silikon ger en mjuk silhuett och form.
- Mindre fyllig till medelfyllig.



E Supreme Symmetrisk droppform

30509 Storlek 1-17

- Droppform som kan positioneras åt valfritt håll för optimal passform.
- Ett lager silikon ger mjuk silhuett och form.
- Medelfyllig till fyllig.



Aktivitet

ActiveFlow är designad för en aktiv livsstil och passar perfekt vid bad och sportaktiviteter eller när en lättare protes önskas. Den har snabbtorkande material och vattenresistenta pärlor. Den passar bra i sport-bh:n, badröcket och i en vanlig bh och känns superlätt och bekväm.



ActiveFlow Symmetrisk triangelform

30630 Storlek 1-14

- Lätta monoprene-pärlor som torkar snabbt, absorberar inte vatten.
- Pärlorna rör sig och formas naturligt vid rörelse, även när du ligger ner.
- Fodral i snabbtorkande textil.
- Levereras i en vattentät satinpåse, perfekt för den blöta badröcket eller fuktig protes.




Protesstorlekar


1. För att hitta rätt protes väljer du först kupstorlek.
2. Följ kolumnen ned till rätt mått under bysten.
3. Följ sedan raden åt höger till rätt protesmodell och din storlek. Se markerat exempel 75B nedan.

		Lättvikt											
▲ Triangelform ● Droppform ♥ Hjärtform □ Asymmetrisk ○ Ljus ● Mörk	Art.nummer	30485	30471 30483	30477	30472	30473	30475	30476	30495	30624 30625			
	Namn	Silk Curve	Silk Triangle/Encore	Silk Flex	Silk Plus Triangle	Silk Teardrop	A Supreme	Silk Connect	BodiCool Wave Triangle	Luna Tri			
	Form	▲	▲	♥	▲	●	□	▲	▲	▲			
	Färg	○	○	○	○	○	○	○	○	○●			
	Storlek	2-14	1-17	1-14	1-17	1-14	1-14 L/R	1-10	1-14	3-12			
	Sidnummer	16	16	16	17	17	17	17	19	18			
Storleksguide													
Profil		Mindre fyllig	Mindre fyllig till medel	Medel till fyllig	Medel till fyllig	Mindre fyllig till medel	Medel till fyllig	Mindre fyllig till medel	Medel till fyllig	Flexibel fyllighet			
Kupstorlek													
AA	A	B	C	D	DD	DDD/E							
Mått under byst (cm)													
60							1	1	1	1	1	1	
65	60						2	2	2	2	2	2	
70	65	60					3	3	3	3	3	3	3
75	70	65	60				4	4	4	4	4	4	4
80	75	70	65				5	5	5	5	5	5	5
85	80	75	70	65			6	6	6	6	6	6	6
90	85	80	75	70			7	7	7	7	7	7	7
95	90	85	80	75	70		8	8	8	8	8	8	8
100	95	90	85	80	75		9	9	9	9	9	9	9
105	100	95	90	85	80	75	10	10	10	10	10	10	10
110	105	100	95	90	85	80	11	11	11	11	11	11	11
115	110	105	100	95	90	85	12	12	12	12	12	12	12
120	115	110	105	100	95	90	13	13	13	13	13	13	13
		120	115	110	105	100	14	14	14	14	14	14	14
			120	115	110	105	15		15				
				120	115	110	16		16				
					120	115	17		17				


Definition av profil



Mindre: Bröstvånaden är samlad i nedre delen av kupan, ofta mogen kvinna med mjuk bröstvånad.



Medel: Lika mycket bröstvånad i nedre och övre delen av bröstet, lite rundare framtöning i övre delen.



Fyllig: Rund bröstform, vilken kräver en fyllig protes för att fylla upp både den nedre och övre delen av kupan.

		Fullvikt		Aktivitet	Efter operation			Delproteser				
30151	30101 30102	30571	30344	30630	30611	30615	30616	30355	30533 30535	30538 30539	30536 30537	30822
Sublime Arís	Impressions II	Bella	E Supreme	ActiveFlow	Tri-Leisure-form	Feather-weight	Tri-Feather-weight	Partial	Triangular Partial	Silk Lite Partial Triangel	Silk Lite Partial Teardrop	ReCover Shell
▲	▲	▲	●	▲	▲	●	▲	●	▲	▲	●	▲
○●	○●	○	○	○	○	○	○	○	○●	○●	○●	○
3-14	4-12	3-14	1-17	3-14	3-14	1-14	1-14	1-11	3-9	3-9	3-9	S-XL
19	19	20	20	21	13	13	13	14	14	14	14	15
Medel	Mindre fyllig till medel	Mindre fyllig till medel	Medel till fyllig									
			1			1	1	1				
			2			2	2	2				
3		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
10	10	10	10	10	10	10	10	10				
11	11	11	11	11	11	11	11	11				
12	12	12	12	12	12	12	12	12				
		13	13	13	13	13	13					
		14	14	14	14	14	14					
			15									
			16									
			17									



Vi på NordiCare vill att
det ska kännas tryggt att
välja bh och bröstprotes

Se hela vårt sortiment av noga utvalda
underkläder och bröstproteser.

www.nordicare.se

NordiCare[®] 