

E-motion armbågsortos



NordiCare[®] +

Stabil, flexibel och lätt att använda

- Används vid postoperativ eller posttraumatisk stabilisering av arm och armbåge.
- Ger kontrollerat rörelseomfång eller immobilisering.
- Teleskopmekanism för enkel justering av längden.
- Manschetterna går att forma för perfekt passform.



För extra avlastning kan den vadderade axelremmen användas.



Justerbart och avtagbart handstöd för pronationsupination medföljer.



Extension kan justeras och fixeras från 0°- 90°, flexion från 0°-120° i intervaller om 10°. Inställningen säkras med buntband.

E-motion

Storlek	Sida	Art.nr
Universal	Vänster	20206-10-50
Universal	Höger	20206-20-50

MD Class I

CE

