



Post-OP & Kompression

BEKLEIDUNG, BHS & GÜRTEL

Leicht anpassbar

Das Post-OP- und Kompressionsortiment von NordiCare ist so konzipiert, dass es sich leicht anziehen und anpassen lässt. Mit nur wenigen Maßen finden Sie leicht Ihre richtige Größe. Für Fachleute, die täglich mit unseren Produkten arbeiten, ist es einfach und schnell, das richtige Modell, die richtige Größe und Farbe zu finden, da alle Verpackungen transparent und informativ sind.

Komfortable Genesung

Unser Ziel ist es, ein Sortiment an Post-OP- und Kompressionsprodukten anzubieten, das zu einer besseren Heilung, einer komfortablen Genesung und zur Schmerzlinderung beiträgt. Wir entwickeln BHs, Gürtel und Bekleidung, die nach verschiedenen Arten von ästhetischen, rekonstruktiven und medizinischen Eingriffen verwendet werden. Alle Produkte wurden mit Blick auf die Bedürfnisse von Patientinnen und Patienten und medizinischem Fachpersonal in Bezug auf Funktion und Komfort entwickelt und gestaltet.

Das Tragen eines Kompressionsprodukts nach einer Operation verbessert bekanntermaßen die Heilung und Genesung. Die richtige Kompression reduziert Schmerzen, Schwellungen und Spannungen, die durch die Flüssigkeitsansammlung und Blutungen im Operationsgebiet verursacht werden. Die allgemeine Empfehlung lautet, nach einer Operation ein Kleidungsstück mit medizinischer Kompression der Klasse 1 zu tragen. In den meisten Fällen wird das Tragen eines stützenden Kleidungsstücks, eines BHs oder eines Gürtels auch die Genesung erleichtern, da es die Schmerzen lindert und eine frühzeitige Genesung ermöglicht.

Funktion und Qualität an erster Stelle

Wir bieten intelligente Produkte in intelligentem Design mit funktionalen Details. Für den ultimativen Komfort sind die Produkte aus weichen, atmungsaktiven Stoffen gefertigt, die sich zu Hause leicht waschen und pflegen lassen. Wir arbeiten mit nachhaltigen Textilien, die nach dem OEKO-TEX® Standard 100 auf Schadstoffe getestet sind. Alle Post-OP-Produkte von NordiCare sind als Medizinprodukte der Klasse 1 CE-zertifiziert.





Entwickelt für Endanwender/-innen

Alle unsere Produkte wurden mit Fokus auf den Nutzen für Endanwender/-innen und medizinisches Fachpersonal entworfen und entwickelt. Sie sollten einfach zu bedienen und bequem zu tragen sein und dabei stets eine hohe Funktionalität gewährleisten. Sie können auch ästhetisch ansprechend sein. Vor allem aber sollten es wirksame und hochfunktionelle Produkte sein, die Ihnen den Alltag ein wenig erleichtern.

Gestrickte Kompressionsbekleidung

Gesichtsbandage

Postoperative Gürtel

Kompressions-BHs und Brustgurte

Größen und Maße

Kompressions- bekleidung der nächsten Generation

Die Linie der nahtlos gestrickten Kompressions-
bekleidung von NordiCare ist ein einzigartiges
Produktsortiment, das die bequemsten Stoffe mit
hochwertiger Kompression und funktionellem Design
kombiniert. Die Bekleidung ist so konzipiert, dass sie
direkt nach der Operation und während der Genes-
ungsphase getragen werden kann. Die Kleidungs-
stücke sind aus nahtlosem 4-Wege-Stretch gestrickt,
angenehm zu tragen und passen sich leicht der
Körperform an. Unser gestricktes Material ist atmungs-
aktiv und weich, aber dennoch langlebig und
stützend. Das Wichtigste ist, dass der richtige Grad
der Kompression im Laufe der Zeit gewährleistet wird.




Nahtlos



Kompressionsklasse 1



4-Wege-Stretch



Bei 40-60 °C waschbar

Alison,
Kompressionsbody



Alison

Kompressionsbody mit hohem Rücken. Empfohlen nach einer Operation oder Fettabsaugung am Bauch, an den Seiten und/oder am Rücken. Beidseitiger Haken- und Ösenverschluss, offener Schritt, breiter Rücken und verstellbare Träger. Größen XS-2XL. Art.-Nr. 51203.



Annie

Wadenlange Kompressionshose zum Hochziehen. Empfohlen nach kleineren Operationen oder Fettabsaugungen an den Beinen und/oder am Bauch. Kann auch als Produkt der zweiten Stufe nach der ersten Genesungsphase verwendet werden. Bund aus Silikon. Größen XS-2XL. Art.-Nr. 51202.



Jessie

Kompressionsbolero mit langen Ärmeln. Empfohlen nach Operationen oder Fettabsaugung an Armen, Achseln und oberem Rücken. Optimale Kompression und Unterstützung zur Schmerzlinderung und Reduzierung von Schwellungen. Passt sich dem Körper an. Größen XS-2XL. Art.-Nr. 51212.



Jill

Kompressionsshirt mit langen Ärmeln. Empfohlen nach Arm- und Rückenoperationen wie Fettabsaugung oder Armstraffung. Haken- und Ösenverschluss auf der Vorderseite für einfaches Anziehen und Anpassen. Passt sich verschiedenen Körperformen an. Größen XS-2XL. Art.-Nr. 51205.



Intelligente Produkte, intelligentes Design

Um das Tragen zu erleichtern, haben wir eine Menge intelligentes Design in unsere Bekleidung integriert. Doppelte Verschlüsse ermöglichen einfaches Anziehen und Anpassen. Silikon-Taillenlinie für Anti-Rutsch-Effekt und Modelle mit offenem Schritt, so dass Sie sie direkt nach der Operation tragen können. Die Kleidungsstücke können zu Hause bei hohen Temperaturen gewaschen werden und bestehen aus schnell trocknendem Material. Sie sind unter Ihrer Kleidung praktisch unsichtbar und helfen Ihnen, sich bei der Genesung wohlfühlen.



Daisy

Kompressionsbody mit doppeltem Material über dem Bauch bzw. der Tasche. Empfohlen nach Operationen und/oder Fettabsaugungen am Bauch. Vollständig zu öffnen mit Haken- und Ösenverschluss an beiden Seiten und im Schritt. Bund aus Silikon. Größen XS-2XL. Art.-Nr. 51204.



Jolene

Kompressionsbody mit hoher Taille. Empfohlen nach Operationen und Liposuktion im Bauchbereich. Vollständig zu öffnen und verstellbar mit Haken- und Ösenverschluss an beiden Seiten sowie im Schritt. Verstellbare Schulterträger. Größen XS-2XL. Art.-Nr. 51213.



Patsy

Lange Kompressionshose. Empfohlen nach Operationen und/oder Fettabsaugungen an den Beinen oder am Bauch. Haken- und Ösenverschluss an beiden Seiten für einfaches An- und Ausziehen und Anpassen der Passform. Offener Schritt und Silikonbund. Größen XS-2XL. Art.-Nr. 51201.



Courtney

Wadenlange Kompressionshose. Empfohlen nach Operationen und/oder Fettabsaugungen an den Beinen oder am Bauch. Haken- und Ösenverschluss an beiden Seiten für einfaches An- und Ausziehen und Anpassen der Passform. Offener Schritt und Silikonbund. Größen XS-2XL. Art.-Nr. 51210.



Nahtlos 4-Wege-Stretch


Unsere nahtlos gestrickten Kleidungsstücke mit 4-Wege-Stretch bieten außergewöhnlichen Komfort und passen sich jeder Körperform an. Das Material ermöglicht kleine Öffnungen für Drainagen oder andere Bedürfnisse und kann zu Hause bei hohen Temperaturen gewaschen werden. Jedes Kleidungsstück bietet gezielte Kompression und Unterstützung genau dort, wo sie benötigt wird, fördert den Heilungsprozess und steigert den Tragekomfort. Jedes Produkt ist speziell für seine jeweilige Indikation entwickelt.

Dolly, Kompressionsbody



Dolly/Hollie

Kompressionsbody mit hohem Rücken. Haken- und Ösenverschluss für einfaches Anziehen und verstellbare Passform. Verstellbare Träger. Gestrickte, geformte Kompression über Gesäß und Leisten. Verstärktes Strickgewebe über dem Bauch. Dolly hat eine überlappende Öffnung im Schritt, während Hollie einen offenen Schritt hat und nur in Schwarz erhältlich ist. Größen XS–2XL. Dolly Art.-Nr. 51207 und Hollie Art.-Nr. 51209.



Peggy

Knielange Kompressionshose. Haken- und Ösenverschluss für einfaches Anziehen und verstellbare Passform. Bund aus Silikon. Gestrickte, geformte Kompression über Gesäß und Leisten für optimale Passform. Überlappende Öffnung im Schrittbereich. Verstärktes Strickgewebe über dem Bauch für zusätzlichen Halt. Größen XS–2XL. Art.-Nr. 51206.



Cindy

Kompressionsbody mit hoher Taille. Haken- und Ösenverschluss für einfaches Anziehen und verstellbare Passform. Überlappende Öffnung im Schrittbereich und verstellbare Träger. Gestrickte, geformte Kompression über Gesäß und Leisten für optimale Passform. Verstärktes Strickgewebe über dem Bauch für zusätzlichen Halt. Größen XS–2XL. Art.-Nr. 51208.


Cindy, Body





William

Kompressionsweste für Männer in voller Länge. Empfohlen nach Gynäkomastie-Operation oder Fettabsaugung. Verstellbare Schultergurte und unterlegter Reißverschluss. Haken- und Ösenverschluss unter dem Reißverschluss für zusätzliche Sicherheit. Größen XS-2XL. Art.-Nr. 51211.



Effiziente Lösungen

Das Gesundheitswesen steht heute vor der wachsenden Herausforderung, kostengünstige und effiziente Lösungen zu finden, um die Patientenversorgung zu verbessern und die Genesung zu beschleunigen. NordiCare ist bestrebt, Lösungen für diese Herausforderungen zu finden. Da unsere Produkte und Dienstleistungen den Alltag von Endanwender/-innen und medizinischem Fachpersonal erleichtern, sind wir bestrebt, zu einer verbesserten Gesundheitswirtschaft insgesamt beizutragen.

William, Kompressionsweste

Flexible und bequeme Kompression

Die Gesichtsbandagen von NordiCare können unmittelbar nach der Operation getragen werden, um eine gleichmäßige Kompression im operierten Bereich zu erzielen. Das Material atmet, ist weich und ohne störende Nähte. Um den unterschiedlichen Bedürfnissen und Gesichtern gerecht zu werden, haben die Bandagen ein sehr flexibles und anpassbares Design. Sie sind bei 60 °C waschbar.



Kim

Gesichtsbandage aus bequemem Material mit nahtlosen Rändern. Einstellbare Passform und Kompression. Luftiges und kühlendes Material. Um Wangen, Kinn, Ohren und Hals leicht anpassbar. Die Länge der Klettbänder kann gekürzt werden. Größen S/M und L/XL. Art.-Nr. 51107.



Alex

Bandage zur Kompression/Fixierung nach Gesichtsoptionen. Angenehmes Material. Ein an der gesamten Oberfläche haftender Klettverschluss und zwei zusätzliche Klettbinden ermöglichen ein flexibles Anbringen auf verschiedene Arten. Einheitsgröße. Breite 7,5 cm. Art.-Nr. 51108.

Gürtel zur Unterstützung und Linderung

Durch wirksame Unterstützung und Kompression sorgen unsere postoperativen Gürtel für Schmerzlinderung, schnellere Mobilisierung und ein geringeres Risiko von Komplikationen nach der Operation. Das Sortiment wurde entwickelt, um den unterschiedlichen Anforderungen an Kompressionsfixierung und Stabilität gerecht zu werden. Alle Gürtel sind flexibel, da sie sowohl um den Bauch als auch um die Brust getragen werden können. Sie sind entweder in der Größe verstellbar oder universell einsetzbar, so dass sie in den verschiedenen Phasen der Heilung leicht angepasst werden können. Alle Textilien sind von bester Qualität und hygienisch auch über längere Zeiträume zu tragen, da sie bei hohen Temperaturen in der Maschine gewaschen werden können.

Die Skalen zeigen den Grad der Kompression und Linderung von 1 bis 3 (leicht bis stark).



Mirabelle, Kompressions-BH
AbdoCare, Gürtel
Annie, Kompressionshose



AbdoCare

Elastischer Gürtel aus weichem Strickmaterial. Der ganzflächige Klettverschluss ermöglicht eine einfache Anpassung und universelle Größen. V-förmig für optimale Passform. Länge, Passform usw. lassen sich durch Zuschneiden des Materials anpassen. Höhen: 23, 30 und 37 cm. Größen 1-5. Art.-Nr. 50225-26 und 50237.



ThoraCare

Weiche, gestrickte Thoraxbandage mit Schulterträgern. Zur Kompression, Unterstützung und Schmerzlinderung nach Operationen im Brust- oder Thoraxbereich. Flexibler Sitz, einstellbare Größe und Kompressionsgrad dank Klettverschluss. Höhe 23 cm erhältlich in Größe S-3XL, Höhe 30 cm in Größe L-3XL. Art.-Nr. 50300 und 50301.



Figur

Elastischer Gürtel zur Linderung und effizienten Unterstützung nach einer Operation. Durch den breiten, verstellbaren Klettverschluss an der Vorderseite lässt sich das Produkt leicht anziehen und an die gewünschte Kompression anpassen. Höhen 16, 20, 25 und 32 cm. Größen XS-3XL. Art.-Nr. 50221-22 und 50202-03.



Form

Elastischer Gürtel zur Linderung und effizienten Unterstützung nach einer Operation. Durch den verstellbaren Klettverschluss an der Vorderseite und den Griff lässt sich das Produkt leicht anlegen und an die gewünschte Kompression anpassen. Höhen: 15, 20, 25 cm. Größen S-2XL. Art.-Nr. 50209, 50220 und 50204.





AbdoBas

Elastischer Gürtel. Die unelastische Vorderseite bietet Linderung und effiziente Unterstützung bei Wunden und nach Operationen. Verstellbarer Klettverschluss und Handgriff für einfaches Anziehen und Anpassen. Es ist möglich, Löcher in das Vordermaterial zu schneiden. Farbmarkierung zur einfachen Größenbestimmung. Höhe 25 cm Größen XS–3XL. Art.-Nr. 50236.




Smidig

Elastischer Gürtel zur Linderung und effizienten Unterstützung nach einer Operation. Durch den verstellbaren Klettverschluss an der Vorderseite und den Griff lässt sich das Produkt leicht anlegen und die gewünschte Kompression anpassen. Höhe 20 cm Größen XS–2XL. Art.-Nr. 50247.



ViraRak

Elastischer Gürtel zur Schmerzlinderung, effizienten Unterstützung und starken Kompression nach Operationen. Verschluss mit einem Zugband für optimalen Sitz und einstellbare Kompression. Höhen 15 und 20 cm. Größen XS–XL. Art.-Nr. 50230-31.



ViraX3

Elastischer Gürtel zur Schmerzlinderung, effizienten Unterstützung und starken Kompression nach Operationen. Verschluss mit drei Zugbändern für optimalen Sitz und einstellbare Kompression. Höhe 32 cm Größen XS–XL. Art.-Nr. 50227.



ViraX2

Elastischer Gürtel zur Schmerzlinderung, effizienten Unterstützung und starken Kompression nach Operationen. Verschluss mit zwei Zugbändern für optimalen Sitz und einstellbare Kompression. Höhe 25 cm Größen XXS–XL. Art.-Nr. 50228.



ViraX2, Gürtel

Sorgfältig ausgewählt

Bei der Entwicklung des NordiCare-Sortiments stehen die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden im Mittelpunkt. Um die bestmögliche Qualität zu gewährleisten, arbeiten wir mit führenden Herstellern und Partnern zusammen. Sorgfältig getroffene Entscheidungen bei allem, was wir tun, sind für uns ebenso wichtig wie unsere Hingabe an Design und Entwicklung. Die Kundinnen und Kunden sollen sich bei der Auswahl unserer Produkte stets sicher fühlen, sowohl was die Qualität, die Funktion als auch die Umweltverträglichkeit betrifft. Wir nennen es „sorgfältig ausgewählt“.

Nach einer Brustoperation

Weiche und bequeme Materialien in Kombination mit effektiver Unterstützung und Kompression machen unsere BHs und Brustgurte ideal nach rekonstruktiven oder ästhetischen Brustoperationen. Sie sind auch während und nach einer Krebsbehandlung wirksam. Für jede gewünschte Funktion des BHs werden unterschiedliche Textiltechniken verwendet.




Mirabelle

Nahtlos gestrickter Kompressions-BH. Hohe Rückenbedeckung, verstellbare Träger, verstellbarer Haken- und Ösenverschluss vorne. An den Schultern und der Vorderseite vollständig zu öffnen, um das Anziehen zu erleichtern. Größen S-2XL, Art.-Nr. 31144. Mirabelle Queen, Größen 2XL-4XL, Art.-Nr. 31145



Sandra

Nahtlos gestrickter Kompressions-BH. Verstellbare Träger, verstellbarer Haken- und Ösenverschluss am Rücken. Tieferer Ausschnitt und bequeme breite Träger. Kann auch als BH der zweiten Stufe für den täglichen Gebrauch verwendet werden. Größen S-2XL in kleiner Körbchengröße (A-C) und S-2XL in großer Körbchengröße (D-F). Art.-Nr. 31147.



Felicia


Bügelloser BH aus weichem Mikrofasermaterial. Stützende Körbchen, breite und verstellbare Träger. Haken- und Ösenverschluss im Rücken, 3x3 Reihen. Kann auch als BH der zweiten Stufe für den täglichen Gebrauch verwendet werden. Größen: 65 F-G, 70 C-G, 75 C-G, 80 C-G, 85 C-D, 90 C-D. Art.-Nr. 31151.



Miriam

Nahtlos gestrickter Fixier-BH mit nicht komprimierenden Cups. Extra breit im Rückenbereich und hoch unter den Armen geschnitten. Verstellbare Schulterträger und Haken- und Ösenverschluss vorne. An Schultern und vorne vollständig zu öffnen für ein einfaches Anlegen. Größen XS-2XL, Art.-Nr. 31154.


Mirabelle, Kompressions-BH



Schnelle Genesung

Das Tragen eines Brustgurts nach der Operation hilft, Schwellungen durch Ausübung zusätzlichen Drucks auf die Brust zu reduzieren. Es trägt auch dazu bei, die Ergebnisse der Operation zu erhalten und die Genesungszeit zu verkürzen. Ein Brustgurt kann auch bei der Positionierung von Implantaten helfen.

Mika, Fixierband



Evelina

Bügel-BH aus weichem Mikrofasermaterial. Stützende Körbchen, breite und verstellbare Träger. Haken- und Ösenverschluss im Rücken, 3x3 Reihen. Kann auch als BH der zweiten Stufe für den täglichen Gebrauch verwendet werden. Größen 65 C-G, 70 C-I, 75 D-I, 80 D-I, 85 D-G. Art.-Nr. 31152.



Klara

Nahtlos gestrickter Kompressions-BH aus doppeltem Gewebe für eine starke Kompression. Ideal für die Behandlung von Lymphödemen. Hohe Rückenbedeckung, verstellbare Träger, verstellbarer Haken- und Ösenverschluss vorne. An den Schultern und der Vorderseite vollständig zu öffnen, um das Anziehen zu erleichtern. Größen S-2XL. Art.-Nr. 31148.



Mio

Brustgurt zur Positionierung von Brustimplantaten oder zur Fixierung von Verbänden. Der Klettverschluss lässt sich auf der gesamten Fläche anbringen, so dass die Kompression leicht eingestellt werden kann. Flexibles, luftig-elastisches Material. Der Grad der Kompression kann je nach Bedarf angepasst werden. Höhe 7,5 cm Universalgröße. Art.-Nr. 50223.



Mika

Breiter Brustgurt zur Kompression und/oder Fixierung von Verbänden. Der Klettverschluss lässt sich auf der gesamten Fläche anbringen, so dass die Kompression leicht eingestellt werden kann. Flexibles, luftig-elastisches Material. Der Grad der Kompression kann je nach Bedarf angepasst werden. Höhe 15 cm Größen S/M/L/XL. Art.-Nr. 50224.

Wie man für Kompressionsbekleidung und Gürtel Maß nimmt.


A. Brust: A1, Männer: Umfang Brust.
A2, Frauen: Umfang Unterbrust.

B. Taille: Messen Sie um die dünnste Stelle der Taille.

C. Hüfte: Stellen Sie die Füße zusammen und messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle des Hüft-/Oberschenkelbereichs.

D. Oberarm (Bizeps): Messen Sie um die größte Stelle des Oberarms.

E. Oberschenkel: Messen Sie den Umfang in der Mitte des Oberschenkels.



So messen Sie Ihre BH-Größe

1. Messen Sie den Umfang:

X **Unter der Brust – eng gemessen.** Dies ist Ihre Unterbrustgröße. *Beispiel 76 cm.*


Y **Um die stärkste Stelle der Brust – locker gemessen.** *Beispiel 95 cm.*

2. Ziehen Sie X von Y ab (Y – X), um die Cupgröße zu ermitteln. *Beispiel 95 - 76 = 19.*

3. Nutzen Sie die untenstehende Tabelle, um Ihre Cupgröße zu finden. *Beispiel 19 = D.*

4. Auf die nächste 5er-Stufe runden und mit der Cupgröße kombinieren. *Beispiel 75D.*

Differenz in cm (Y-X)	11-12	12-14	14-16	16-18	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-31
Cupgröße	AA	A	B	C	D	E	F	G	H	I



Nahtlos gestrickte Kompressionsbekleidung

Größe	Taille (B)	Hüfte (C)	Unterbrust (A2)	Arm (D)	Oberschenkel (E)
X-Small	62-68 cm	86-91 cm	63-70 cm	22-25 cm	46-50 cm
Small	69-75 cm	92-97 cm	70-77 cm	25-28 cm	50-54 cm
Medium	76-83 cm	98-103 cm	75-82 cm	28-31 cm	54-58 cm
Large	84-92 cm	104-111 cm	80-87 cm	30-33 cm	58-62 cm
X-Large	93-101 cm	112-119 cm	85-92 cm	31-34 cm	62-66 cm
2X-Large	102-110 cm	120-127 cm	90-97 cm	33-36 cm	66-70 cm

Size	Unterbrust (A2)	Taille (B)
X Small	63-70 cm	62-68 cm
Small	70-77 cm	68-73 cm
Medium	75-82 cm	73-79 cm
Large	80-87 cm	79-89 cm
X Large	85-92 cm	89-99 cm
2X Large	117-124 cm	106-113 cm

Gesichtsbandage

Größe	X=Hals	Y=Kopf
S/M	30-40 cm	52-58 cm
L/XL	38-48 cm	56-62 cm

Größe	Breite
Universal	7,5 cm

Postoperative Gürtel

Größe	Hüfte* (C)	Taille (B)
XX-Small****	65-80 cm	50-65 cm
X-Small	70-90 cm	60-80 cm
Small	80-100 cm	70-90 cm
Medium	90-110 cm	80-100 cm
Large	100-120 cm	90-110 cm
X-Large	120-130 cm	110-120 cm

Größe	Platzierung*
Small	70-85 cm
Medium	80-95 cm
Large	90-105 cm
X Large	100-115 cm
2X Large	110-125 cm

Größe	Platzierung*
X Small**	70-85 cm
Small	80-95 cm
Medium	90-105 cm
Large	100-115 cm
X Large	110-125 cm
2X Large	120-135 cm
3X Large***	130-145 cm

Größe	Hüfte* (C)
X-Small	60-75 cm
Small	70-85 cm
Medium	80-100 cm
Large	95-115 cm
X-Large	110-125 cm
2X-Large	120-135 cm
3X-Large	135-145 cm

Größe	Brust (A1)
Small	70-80 cm
Medium	80-90 cm
Large	90-105 cm
X Large	105-120 cm
2X Large	120-145 cm
3X Large	145-170 cm

* Maß des beabsichtigten Platzierung.
** Nur in Schwarz, 20 cm.
*** Nur in Weiß, 16 & 25 cm.
**** Nur in ViraX2.

Kompressions-BHs und Brustgurte

cm	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	
Zoll	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
Cupgröße	AA															
	A	S														
	B		M						XL	2XL						
	C			L												
	D										2XL	3XL	4XL			
	E															
	F															

Unterbrust	cm	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110
Zoll		26	28	30	32	34	36	38	40	42	44
Cupgröße	A										
	B	S (Cup A-C)	M (Cup A-C)	L (Cup A-C)	XL (Cup A-C)	2XL (Cup A-C)					
	C										
	D										
	E	S (Cup D-F)	M (Cup D-F)	L (Cup D-F)	XL (Cup D-F)	2XL (Cup D-F)					
	F										

Unterbrust	cm	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110
Zoll		24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44
Cupgröße	AA											
	A											
	B		S		M		L		XL		2XL	
	C											
	D											

cm	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115
Cupgröße	A											
	B		XS		S		M		L		XL	2XL
	C											
	D											
	E											
	F											
	G											

Unterbrust	Cupgröße						
cm	Zoll						
65	26			F	G		
70	28	C	D	E	F	G	
75	30		C	D	E	F	G
80	32			C	D	E	F
85	34				C	D	
90	36					C	D

Unterbrust	Cupgröße								
cm	Zoll								
65	26	C	D	E	F	G			
70	28			D	E	F	G	H	I
75	30				D	E	F	G	H
80	32					D	E	F	G
85	34						D	E	F

Modell	Höhe	Größe
Mio weiß	7,5 cm	Universal
Mio schwarz	7,5 cm	Universal

Größe	Höhe	Maß
S/M	15 cm	65-115 cm
L/XL	15 cm	110-145 cm

NordiCare Ortopedi & Rehab AB ist ein schwedisches Unternehmen, das sorgfältig ausgewählte postoperative, orthopädische und Reha-Produkte entwickelt und vertreibt. Unsere treibende Kraft ist es, funktionale Produkte in ansprechendem Design zu entwickeln, die sowohl den Endanwender/-innen als auch dem medizinischen Fachpersonal den Alltag erleichtern.



NordiCare[®] +

NORDICARE ORTOPEDI + REHAB AB • Solrosvägen 1 • SE-263 62 Viken, Schweden
+46 (0)42-35 22 20 • info@nordicare.se • www.nordicare.de