

Mobius retraktor

En Mobius självhållande retraktor används istället för andra retraktorer och hakar. När den sitter på plats, ger den en 360° radial retraktion som maximerar arbetsområdet betydligt mer än traditionella retraktorer.

Vid ett snitt på 15 cm ger Mobius en arbetsyta på 176 cm², jämfört med konventionell retraktion där arbetsytan endast är 113 cm²

Minilaparatomier

Säkerheten förbättras, proceduren blir mera effektiv och snabbare

Kejsarsnitt

Mobius ger tillträde in i uterus utan hinder. Från födseln till suturering av uterus hjälper Mobius till att maximera arbetsytan, minimera traumat, reducera infektionsrisken i sårområdet, reducera blodförlust och den ger en renare procedur med möjlighet till snabbare återhämtning för patienten. Vid kejsarsnitt rekommenderas de två större storlekarna.

Obesa patienter

Mobius är ideal för obesa patienter (BMI>30)

Mobius retraktor ska förskrivas av läkare



Storlek	Incisionsområde	Art. nr.
Mini	2 - 6 cm	900 - 508
Small	5 - 9 cm	900 - 500
Medium	9 - 14 cm	900 - 515
Medium-large	10 - 15 cm	900 - 517
Large	11 - 17 cm	900 - 520

Sterilisering


Mobius elastiska retraktor är en engångsprodukt och ska kasseras efter användning. Försök inte rengöra, steriliera om eller återanvända denna produkt. Sterilitet är garanterad förutsatt att förpackningen är oöppnad och oskadad.

Afhbf'' - \$\$!) \$, ' .
8 cm inre diameter ring




2 cm snitt

6 cm snitt



3 cm²
Arbetsområde




28 cm²
Arbetsområde

5fhbf'' - \$\$!) \$\$
11 cm inre diameter ring




4 cm snitt

9 cm snitt



12.5 cm²
Arbetsområde




64 cm²
Arbetsområde

Art nr. 900-515
15 cm inre diameter ring




8 cm snitt

14 cm snitt



50 cm²
Arbetsområde




154 cm²
Arbetsområde

Art nr. 900-517
17 cm inre diameter ring




10 cm snitt

15 cm snitt



78 cm²
Arbetsområde




176 cm²
Arbetsområde

Art nr. 900-520
22 cm inre diameter ring




12 cm snitt

17 cm snitt



113 cm²
Arbetsområde



227 cm²
Arbetsområde



www.solann.se

Se videofilm på: <http://www.solann.se/produkter/miracon-ab/mobius-retractor/>

¹ Minimally Invasive Cesarean: Improving an Innovative Technique. Pelosi & Pelosi, OBG Management, July 2004.

² The Use of the Mobius® Self-Retaining in Cesarean Deliveries. A Retrospective Case. Finck, MD & C Della Badia, Poster, AAQL 33rd Annual Meeting, Nov. 2004.

