

# Vilken Vettec Produkt behöver Du?

## Flytande sula & packmaterial



### Equi-Pak

Mjuk & stödjande, färdig att användas

Art.nr: 5446121

Fp  
210ml patron

Färg: Transparent

Härddningstid  
30 sek

### Översikt

Skydd, stöd & komfort

Bra vid laminitis (fång)

Fäster på sula & stråle

Applicera tunna lager i förebyggande syfte eller upp till marknivå för direkt påverkan

Ingen sula behövs



### Equi-Pak | Soft

Extra mjuk & stödjande under sula. Färdig att användas

Art.nr: 5446118

Fp  
210ml patron

Färg: Transparent

Härddningstid  
40 sek

### Översikt

Mjukare material

Kan användas då hästen har tunna och känsliga sulor samt fördjupningar

Bra vid skade eller sjukbehandling

För användning tillsammans med sula



### Equi-Pak | CS

Mjuk & stödjande, vid strålröta. Färdig att användas

Art.nr: 5446122

Fp  
210ml patron

Färg: Grön

Härddningstid  
1 min

### Översikt

Effektivt behandling av de flesta fall av strålröta

Ger varaktigt stötdämpning och stöd

Tar bort behovet av daglig renverkning och läkemedelsbehandling

Använd i förebyggande syfte mot strålröta.



### Sole-Guard

Skydd & stöd för den oskoddade hoven

Art.nr: 5446160

Fp  
210ml patron

Färg: Svart

Härddningstid  
30 sek

### Översikt

Snabb och effektivt skydd och stötdämpning för den friska, oskoddade hoven

Sitter stadigt för att skydda men behåller flexibiliteten för att röra sig naturligt med hovmekanismen

Skydd & stöd för hovens undersida i en enkel applicering



### Sil-Pak

Fyllnadsmaterial av silikon för användning i kombination med sula

Art.nr: 5446190V

Fp  
160ml patron

Färg: Transparent

Härddningstid  
30 sek

Belastningsbar  
1-2 min

### Översikt

Silikon för användning tillsammans med sula för att dämpa och skydda hoven

Materialet tätar hoven väl och gör att det inte bildas ansamlingar av smuts och fukt

Skydd & stöd för hovens undersida i en enkel applicering

## Lim



### Super Fast

Snabbhärdande lim till förlängningar för föl & anpassade skor

Art.nr: 5446140

Fp  
210 & 50ml patron

Färg: Transparent

Härddningstid  
30 sek

Belastningsbar  
2-3 min

### Översikt

Idealisk till förlängningar för fölsko anpassningar

Bra för uppbyggnad av traktvinkel och mediala/lateral förlängningar

Även vid mindre hovreparationer



### Adhere

Lim för fastsättning av hästskor och hovreparationer

Art.nr: 5446150

Fp  
210 & 50ml patron

Färg: Svart & Beige

Härddningstid  
1 min

Belastningsbar  
4-5 min

Genomhärdad  
6 min

### Översikt

För små och stora hovreparationer och fastlimning av skor

Fäster på järn och aluminium

Perfekt för polyuretan skor och boots

Samma flexibilitet som hovväggen. Kan sömmas i

## Dispenser pistol



### Dispenser

Professionell dispenser för att underlätta arbetet

Art.nr: 5583815 (160-180ml)  
Art.nr: 5583816 (210ml)

### Översikt

Robust design med högpresterande trycksystem gör appliceringen enkel och mer ekonomisk

Idealisk för tjockare fyllnads- och sulmaterial, även i kalla förhållanden!

Utformad att hålla patronerna på plats

Skruvreglage för justering av mängd