

## Kap 14.6 Desferal<sup>®</sup> behandling med Homepump

### Läkemedel

Preparat	Dos	Administrering
Desferroxamin	20 - 60 mg/kg	S.c. eller i.v. inf.

### Rekommenderade pumpar

Infusion	Pumpmodell	Fyllnadsvolym	Residualvolym	Infusionstid
Intermittent (s.c./i.v.)	C 125050*	66 ml	≤ 3 ml	12 h
		93 ml		18 h
		120 ml		24 h
Kontinuerlig (i.v.)	C 100020*	100 ml	≤ 4 ml	48 h
	C 060020*	59 ml	≤ 3 ml	30 h
	C 270020	185 ml	≤ 8 ml	3 dygn
		243 ml		5 dygn
		309 ml		7 dygn

Pumpbehov för en behandling: 1 pump

\*Silikonpump

### Beredning

Hos en del patienter är det möjligt att uppnå en ytterligare ökning av järnutsöndringen genom infusion av samma dygnsdos under 24 timmar.

- 500 mg Desferal löses i 5 mg/ml NaCl (100 mg/ml).
- Blanda lösningen med NaCl till rekommenderad totalvolym för respektive pump och infusionstid. Fyll pumpen.