

Kap 14.8 Femdagars 5-Fu med Homepump

Läkemedel

Preparat	Dos	Administrering
Fluorouracil (5-Fu)	750 mg/m ² /dygn	Kontinuerlig i.v. inf. i 5 dygn

Se lokala rekommendationer för fem dagars 5-FU

Rekommenderade pumpar

Preparat	Pumpmodell	Fyllnadsvolym	Residualvolym	Infusionstid
Fluorouracil (5-Fu)	2 st C100020*	114 ml	≤3 ml	2 ½ dygn
	C 270010	143 ml	≤8 ml	5 dygn
	C 270020	243 ml		
	2 st C 360060	335 ml		2 ½ dygn

Pumpbehov för en behandling: 1 pump

*Använd den äldre versionen med latex i mellanmembranet vnr.

Beredning

1. Stäng slangklämman
2. Fyll pumpen med 10 ml NaCl (minimerar risk för utfällning och stopp i slangen).
3. Öppna slangklämman, ta bort änddroppen och prima pumpen tills en droppe syns i slangänden.
4. Stäng slangklämman och sätt på hatten
5. Fyll på med 5-Fu och resten av spädningsvätskan + residualvolymen.