

ART 4 FUN

ArtClay oxideringsmedel AC-F038

AC-F038 som är en flytande form av Liver of Sulphur används för att få en patina på silverobjekt och smycken.

AC-F038 luktar illa, som ruttna ägg. Det rekommenderas att jobba i ett bra ventilerat rum för att undvika för stark koncentration av ångorna i rummet.

Oxideringsmedlet AC-F038 används utspätt i varmt vatten, vattnets temperatur påverkar objektets patina. Lösningens koncentration påverkar reaktionstiden och -styrka.

Man kan applicera lösningen med pensel, tandpetare eller doppa hela föremålet i lösningen..

Metall	Möjliga oxideringsfärger/patina
Fine Silver 999 ArtClay	Grå till svart med skimrandet av guld, grön, pink, Lila, blå.
Sterlingsilver	Grå till svart med skimrandet av guld, grön, pink, Lila, blå.
Mässing	Bruna till svarta toner
Kopper	Bruna till svarta toner
Brons	Bruna till svarta toner
Gold	Inget till svagt brun beroende på karat
Aluminium, Stål, Titan, Platinum	Inget

AC-F038 fungerar bara på metaller som är obehandlade dvs inte är förseglade för att förhindra oxidationen.

Produkten är klassad som irriterande/hälsosfarlig och frätande, den ska därför användas bara i välventilerade rum och tvättas bort med rikligt vatten i fall av överdosering.

