

# MAC 200 SMITTFRITT

Mac 200 Smittfritt är ett ytdesinfektionsmedel för långvarig verkan mot bakterier och virus på alla slags ytor.

Smittfritt är inget rengöringsmedel utan en ytdesinfektion på redan rengjord yta, kan även appliceras på händer.

Verkningstiden är ca 15 sekunder på bakterier, 1 min på virus.

Labbtester från Nouryn Surface Chemistry AB har visat att Smittfritt ger ett skydd mot så kallade "enveloped viruses".

Certifierade tester: EN 1276, EN 1650, DIN EN 14476:2005-08 samt dermatologiskt testad.

## Egenskaper:

- ✓ Ett vattenbaserat, alkoholfritt desinfektionsmedel som avdödar ett brett spektrum av mikroorganismer och dessutom ger ett långtidsverkande skydd!
- ✓ Kan användas för både yt- och handdesinfektion.
- ✓ Klassificerad som "Ej miljöfarlig".
- ✓ Icke uttorkande eller allergiframkallande.
- ✓ Smittfritt består av unika egenskaper som tillsammans ger en omedelbar desinfektionseffekt med ett efterverkande skydd.
- ✓ Avdödar snabbt och effektivt bakterier, lipofila virus, mögel, jäst och alger.
- ✓ Den efterverkande effekten ger ökad hygiensäkerhet och förhindrar spridning av infektioner.
- ✓ Verkar snabbt och klibbar inte.

## Dosering:

Mac 200 (Brukslösning Sprayflaska): Färdig att användas direkt.

Smittfritt kan sprayas på en rengjord yta. Låt torka.

Den behandlade ytan behöver inte eftersköljas med vatten. Ytan kan eventuellt torkas med en ren torr trasa efter applikation

# MAC 200 SMITTFRITT

## Användningsområden

- ✓ Livsmedelsindustrin
- ✓ Privat och offentlig hälsovård
- ✓ Sjukhus
- ✓ Kollektivtrafik
- ✓ Restaurang och catering
- ✓ Skolor
- ✓ Handel
- ✓ Veterinärmedicin och djurvård
- ✓ Offentliga lokaler

## Teknisk information

Utseende och beskaffenhet: Färglös vätska

pH-värde (brukslösning): 7 Neutral

Hållbarhet: 24 månader i obruten förpackning under normala lagringsförhållanden.

**Lagring och transport:** Produkten ska förvaras och transporteras > 0°C.

## Hälsa och Säkerhet

Produkten är ej märkningspliktig. Säkerhetsdatablad finns att tillgå för professionella användare och fås på begäran.

## Förpackningar

Mac 200 (parfymfri brukslösning): 0,5 Liter sprayflaska