

## Activa Flexi Move



### ACTIVA FLEXI MOVE STATIV

STORLEK	ANTAL/FP	ART.NR
40 cm	10	12114
60 cm	10	12116
75 cm	10	12118
90 cm	10	12119

### UTBYTESKARDBORRE

STORLEK	ANTAL/FP	ART.NR
40 cm	2	12253
60 cm	2	12255
75 cm	2	12256
90 cm	2	12257

### Når smutsen under låga möbler

Med det justerbara stativet Activa Flexi Move blir det enkelt att rengöra golvet långt in under låga möbler – utan att behöva böja ryggen. Activa Flexi Move når helt enkelt längre!

- Lätt att justera.
- Lätt att återställa.
- Inga extra tillbehör behövs.

När skaftleden är tillbaka i sitt ursprungsläge fungerar Activa Flexi Move som vilket annat stativ som helst.

