

# HemiSafe - Skulderortose

ART.NO 20100

HemiSafe er en funksjonell skulderortose spesielt utviklet for bruk ved skuldersmerter etter slag. HemiSafe gir bekvem og stabiliserende støtte for skulderen samtidig som den lar brukeren bevege armen fritt ved aktiviteter i hverdagen. HemiSafe kan tas på og av med én hånd og kan brukes rett på huden eller utenpå en undertrøye uten erme. Designen gjør det mulig å bruke ortosen under klærne. Luftspaltene i stoffet bidrar til trykkutjevning. Som ekstra tilbehør følger det med en liten pute som om ønskelig kan festes i armhulen for økt abduksjon. HemiSafe er tilgjengelig i hvitt.

**Indikasjoner:** Ortose etter stroke for at begrense sublaksation af skulderleddet.

**Kontraindikasjoner:** Vær forsiktig ved nedsatt sensibilitet.

**Materiale:** 62% Polyester, 36% polyamid 2% elastan. Inneholder ikke lateks.

**Vaskeråd:** Maskinvask 40°. Ikke bruk blekemiddel. Skal ikke strykes. Ikke bruk tørketrommel. Tørkes flatt. Fest alle borrelåsbånd før vasking. Bruk gjerne vaskepose.

**Mål:** Mål rundt overarmen og rundt brystkassen. Brystmålet tas rett under armhulene.



Størrelse	1. Omkrets overarm cm	2. Omkrets bryst cm	Art.no Venstre	Art.no Høyre
S	25-32	65-85	20100-19-40	20100-29-40
M	25-32	80-100	20100-19-50	20100-29-50
L	32-39	95-115	20100-19-60	20100-29-60
XL	35-42	110-130	20100-19-70	20100-29-70



MD Class I CE