

# Duo - Olkapään immobilisointituki

TUOTENRO 20114

Duo -olkapään immobilisointituki antaa tukeaa ja vähentää kuormitusta äkillisessä loukkaantumisessa tai traumassa. Olkahihna on säädettävä tarranauhalla pituussuunnassa sekä sivusuunnassa käsitaskua pitkin. Mukana immobilisaatiota varten tukinauha, joka kiinnitetään tarralla vartalon ympärille. Käsitaskun ja olkahihnan sisäpinta on froteeta. Sopii sekä oikeaan että vasempaan käsivarteeseen. Saatavana kokoluokassa S-XL.

**Käyttöaiheet:** Olkapään/käsivarren helpotukseen/immobilisointiin/kiinnitykseen. Trauma-, akuutti- tai postoperatiivisessa hoidossa. **Vasta-aiheet:** Potilailla, joilla on sinus caroticus -oireyhtymä, tulee välttää ortoosin aiheuttamaa painetta sinus carotis alueella.

**Materiaali:** 40% nailonia, 25% polyuretaanivaahtoa, 20% polyesteriä, 15% puuvillaa. Ei sisällä lateksia.

**Pesuhjeet:** Konepesu 40°C. Sulje tarranauhat ennen pesua. Suositellaan pesua pesupussissa.

**Mittaaminen:** Mitta kyynärpäältä sormenpäihin senttimetreinä.

Koko	Pituus, cm	Tuotenro	
Small	35-41	20114-06-40	
Medium	40-44	20114-06-50	
Large	43-49	20114-06-60	
X Large	48-55	20114-06-70	



MD Class I CE