

Duo - Axellås

ART.NO 20114

Axellåset Duo stabiliserar axel samt ger stöd och avlastning vid akuta skador eller trauma. Axelbandet är justerbart i höjdlöd och i sidled längs armfickan och fästes med hjälp av kardborre. Avtagbart tumband kan användas för positionering av underarm. Immobiliseringsband som låser överarmen mot bålen medföljer. Fickans och axelbandets insida i mjukt frottémateriel. Passar både vänster och höger arm. Finns i storlek S-XL.

Indikationer: För avlastning/immobilisering/fixering av skuldra/arm. Vid trauma, akut eller postoperativ vård.

Kontraindikationer: För patienter med sinus caroticus syndrom bör tryck från ortosen i sinus carotis-området undvikas.

Material: 40% Nylon, 25% Polyuretanskum, 20% Polyester, 15% Bomull. Latexfri

Tvåtråd: Maskintvätt 40°C. Fäst kardborrbandet vid tvätt. Använd gärna tvättpåse.

Måttagning: Armbåge till fingertoppar i cm.

Storlek	Längd cm	Art.no
Small	35-41	20114-06-40
Medium	40-44	20114-06-50
Large	43-49	20114-06-60
X Large	48-55	20114-06-70




MD Class I CE