

Safehip® Active - Hoftebeskyttere

ART.NO 60330

Fastsyede skaller


Safehip Active er en hofteortose, der er specielt designet til seniorer med aktiv livsstil, som ønsker en effektiv beskyttelse mod hoftefraktur ved daglige aktiviteter. Safehip Active giver tryghed for personer, der løber risiko for eller er bange for at falde. Safehip Active kan også anvendes ved gangtræning/rehabilitering postoperativt efter hoftefraktur. Samtidig som Safehip Active beskytter mod hoftefraktur giver hoftebeskytteren en behagelig kompression.

Indikationer: Safehip anvendes for at forebygge hoftefraktur hos personer, der lider af benskrøhed (osteoporose), tidligere har haft hofte- eller andre frakturer, har tendens til at falde, lider af svimmelhed eller har gangbesvær. Safehip hoftebeskyttere er veldokumenteret og testet i flere undersøgelser. Danske Studier¹ viser, at Safehip kan reducere antallet af hoftefrakturer med op til 75%. Samtidig føler brugerne at de er trygkere og har større bevægelsesfrihed i hverdagen.

Materiale: Polyester 78%, Elastan 22%. Latexfri.

Vaskeråd: Maskinvask 40°. Luk velcrobånd ved vask og benyt gerne vaskepose. Produktets levetid forlænges, hvis vrangen vendes udad ved vask.

Størrelse	Hoftemål cm	Art.no	Højde midt for	Højde midt bag
S	85-95	60330-00-40	17 cm	26 cm
M	95-105	60330-00-50		
L	105-115	60330-00-60		
XL	115-125	60330-00-70		
2XL	125-140	60330-00-80		



Skallerne sidder korrekt over lårbenhalsen for optimal beskyttelse.



Vigtigt: Produktet anbefales udelukkende til personer, der selv kan kontrollere korrekt applicering iflg. brugsanvisningen.



1) Hindsö K. Lauritzen JB. Osteoporosis International 1998;8:119