

GenuFeel - Gonartrosortose

ART.NO 70659

GenuFeel er en lett og komfortabel kneortose som brukes for smertelindring og for å forenkle og forbedre funksjon ved kneartrose. De elastiske stoffene er tynne og pustende. Frontåpning og myke lommer for enkel påtagning. Justerbar lukking med borrelås.

Ortosen har et unikt festesystem med sammenlåsende stropper og spenner for rask og enkel påtagning. Trepunktssystemet avlaste den smertefulle siden av kneet, støtte etter behov, stabilitet når du går og avslappet når du sitter. Innsydd mansjett for optimal trykkfordeling og sikker plassering på benet.

Unilateral skinne (metall) med fleksjons- (20°, 40°) og ekstensjonsbegrensning (0°, 10°). Plastskinne med integrert ring for avlastning og korrekt posisjonering av ortosen. Puter for ekstra beskyttelse fra ringen og mansjettene.

Indikasjoner: Moderat kneartrose. Postoperativ ortose etter brusk- eller meniskoperasjon.

Kontraindikasjoner: Ingen kjent.

Materiale: 55% Polyester, 31% Polyamid, 8% Elastan, 5% Andre fibre. Det er lateks i produktet (hvitt og oransje bånd).

Vaskeråd: Ta av skinnen. Vask i lunken vann med nøytralt vaskemiddel. La tørke borte fra varmekilder. Sett skinnen på plass igjen.

Størrelse og mål: Omkrets lår, mål 15 cm over kne, fra midten av patella.

Venstre: for medial gonartrose i venstre kne (varus venstre kne) eller for lateral gonartrose i høyre kne (valgus høyre kne)

Høyre: for medial gonartrose i høyre kne (varus høyre kne) eller for lateral gonartrose i venstre kne (valgus venstre kne)



Trådomspunnet, kommer ikke i kontakt med huden.



MD Class I CE

Størrelse	Omkrets 15 cm over midten av patella cm	Venstre Art.no	Høyre Art.no	Lengde	
XS	33-39	70659-10-30	70659-20-30	40 cm	
S	39-45	70659-10-40	70659-20-40		
M	45-52	70659-10-50	70659-20-50		
L	52-58	70659-10-60	70659-20-60		
XL	58-66	70659-10-70	70659-20-70		
2XL	67-74	70659-10-80	70659-20-80		
3XL	74-81	70659-10-90	70659-20-90		