

GenuFeel - Gonartrosortos

ART.NO 70659

GenuFeel är en lätt och bekväm knäortos som används för smärtlindring samt för att underlätta och förbättra funktion vid knäledsartros. Det elastiska tyget är tunt och andningbart. Öppning framtill och mjuka fickor för enkel påtagning. Justerbar förslutning med kardborre.

Ortosen har ett unikt fästsystem med sammankopplade band och spännen för snabb och enkel applicering. Trepunktsystem som avlastar den smärtsamma sidan av knäet, stöd när det behövs, stabilitet vid gång och avslappnat vid sittande. Insydd manschett för optimal tryckfördelning och säker placering på benet.

Unilateral skena (metall) med begränsning av flexion (20°, 40°) och extension (0°, 10°). Plastskena med integrerad ring för avlastning och korrekt positionering av ortosen. Kuddar för extra skydd mot tryck från ringen och manschetterna.

Indikationer: Måttlig artros i knäled. Postoperativ ortos efter brosk- eller meniskkirurgi.

Kontraindikationer: För närvarande inga kända.

Material: 55% Polyester, 31% Polyamid, 8% Elastan, 5% Andra fiber. Latex finns i produkten (vit & orange ögla).

Tvättråd: Tag ut skenan. Tvätta i ljummet vatten med neutralt tvättmedel. Låt torka på avstånd från värmekällor. Sätt tillbaka skenan.

Storlek och mätning: Omkrets lår, mät 15cm ovanför knä, från patellas centrum.

Vänster: för medial gonartros i vänster knä (varus vänster knä) eller för lateral gonartros i höger knä (valgus höger knä)

Höger: för medial gonartros i höger knä (varus höger knä) eller för lateral gonartros i vänster knä (valgus vänster knä)



LATEX Trådomspunnen, kommer ej i kontakt med hud.



MD Class I **CE**

Storlek	Omkrets 15cm ovanför centrum av patella i cm	Vänster Art.no	Höger Art.no	Höjd	
XS	33-39	70659-10-30	70659-20-30	40 cm	
S	39-45	70659-10-40	70659-20-40		
M	45-52	70659-10-50	70659-20-50		
L	52-58	70659-10-60	70659-20-60		
XL	58-66	70659-10-70	70659-20-70		
2XL	67-74	70659-10-80	70659-20-80		
3XL	74-81	70659-10-90	70659-20-90		