


HumerusComfort-familien

HumerusComfort-familien inkluderer frakturortoser og armslynger, der behandler forskellige dele af humerus. De tillader mobilitet i både skulder- og albueleddet, hvilket reducerer risikoen for komplikationer som hævelse, stivhed og muskelatrofi i behandlingsperioden. Brede cirkulære stropper sammen med integrerede støbte plader giver jævn kompression og god stabilitet. Familien inkluderer **HumerusComfort**, **HumerusComfort Extend**, **CubitiComfort** og **HumerusComfort Collum**.



- ✓ Stabile, komfortable og sikre
- ✓ Giver cirkulær glat komprimering
- ✓ Muliggør en aktiv hverdag
- ✓ Er lette at tilpasse




NordiCare[®] +

HumerusComfort-familien



HumerusComfort & Humerus Comfort Extend - Frakturortose

Stabil frakturortose designet til at kontrollere humerus-segmenterne ved at komprimere de bløde dele. Anvendes til ikke-operativ behandling af brud på lukkede skafft på humerus og til postoperativ behandling af åbne skafftbrud på humerus. Giver smertelindring og tillader bevægelse af skulder- og albueleddet. Brede bånd og støbte plader bidrager til jævn kompression og god lindring. Tekstilskuldersektionen gør at ortosen passer komfortabelt og holdes sikkert på plads. Integrerede støbte plader giver stabilitet, og luftgab i stoffet bidrager til udligningen af trykket. Passer både højre og venstre arm. Fås i sort og S-XL. Art.no 20220 og 20224.




✓ Standardortose til diafyse nære frakturer



CubitiComfort - Frakturortose

Stabil og behagelig helarmsortose, der bruges til brudbehandling og eller rehabilitering af arm- og albueoperationer. Ortosen kan tilpasses individuelt og lindrer smerter og giver mulighed for mobilitet i skulder og albue. Albue flexion eller forlængelse kan justeres med intervaller på 15° og låses i den ønskede position. Brede cirkulære bånd sammen med støbte plader giver jævn kompression og af lastning. Tekstil-skuldersektionen gør at ortosen passer komfortabelt og sikkert på plads. Længden kan justeres uendeligt. Passer både højre og venstre arm. Fås i hvid og S-XL. Art.no 20222.




✓ Øget kontrol af brud og mobilitet



HumerusComfort Collum - Armslynge

Armslynge med funktion til at aflaste og placere skulderleddet. Ved at placere skaffledet i en så lettet position som muligt med ringe indflydelse på skaffledets muskulatur opnås gode betingelser for healing og smertelindring. Bruges i proximale humerusfrakturer i stedet for "normal" armsløjfe. Fås til højre og venstre arm i universal størrelse. Art.no 20225.



✓ Smertelindring og placering i lettet position

Bestilles separat: Axilla Kit HC

Størrelse	Længde	Art.nr
S	12 cm	20219-00-40
M	14 cm	20219-00-50
L	16 cm	20219-00-60
XL	18 cm	20219-00-70



Axilla Kit HC bestilles separat, hvis der er behov for en længere eller individuelt tilpasset inderplade. Det ekstra polstring kan erstatte et originalt polster, der er blevet gammelt eller skal vaskes.