


CPAP System

For Neonatal Use

REF



Quick Reference

Patient Weight: **<5 kg**

Product Use:  Do Not Reuse

Drawing Not To Scale

OBS! Vi skrädarsyr slangarna efter era önskemål.

AMCP1409/013

AquaVENT® NEO neonatal CPAP slang för spädbarns flöde, uppvärmd för användning med '850' serie värmebefuktare, längd 1.2 m med befuktad tryckledning, slanglängd 0.6 m, autobefuktningkammare.

Passar Medins CPAP.

AMCP1409/017

AquaVENT® NEO neonatal CPAP slang för spädbarns flöde, uppvärmd för användning med '730' serie värmebefuktare, längd 1.2 m med befuktad tryckledning, slanglängd 0.6 m, autobefuktningkammare. Med IHCA600 CPAP generator och kit med näsgrimmor.

AMVC1774/150

AquaVENT® NEO andningskrets, NEO-NATAL, enkel värmeslang för användning med '850' serie värmebefuktare, längd 1.2 m med värmd inspirations slang och tryckslang med vattenfälla på expirationsslangen, befuktningsslangens längd 0.45 m.

AMVC1775/150

AquaVENT® NEO andningskrets, NEO-NATAL, dubbla värmeslangar för användning med '850' serie värmebefuktare, längd 1.2 m med värmd inspirations slang och tryckslang med vattenfälla på expirationsslangen befuktningsslangens längd 0.45 m. Med autobefuktningkammare.

