

## Kap 14.1 Antibiotikainfusion med Homepump

Gäller bl a följande antibiotika: Amikacin, Bensylpenicillin, Biklin, Cefrom, Doctacillin, Ekvacillin, Fortum, Garamycin, Ivacin, Maxipim, Meronem, Nebcina, Netilyn, Rocephalin, Tazocin, Zinacef.

### Läkemedel

Preparat	Dos	Administrering
Antibiotika	1-3 doser/dag	Intermittent i.v. inf.

Dosering för respektive antibiotikum se FASS

### Rekommenderade pumpar

Pumpmodell	Fyllnadsvolym	Residualvolym	Infusionstid
E 102000	100 ml	≤ 3 ml	30 min

### Beredning

1. Bered stamlösning enligt tillverkarens rekommendationer för respektive antibiotika.
2. Fyll pumpen med önskad mängd spädningsvätska
3. Ta bort ändproppen, öppna slangklämman och prima (fyll) slangen. Stäng slangklämman och sätt tillbaka ändproppen.
4. Tillsätt ordinerad dos antibiotika.