Genix ROM, post-op knäortos



NordiCare®

Solrosvägen 1 • 263 62 Viken, Sverige • +46 (0)42-35 22 20 • info@nordicare.se • www.nordicare.se

Genix ROM, post-op knäortos

Ultralätt och bekväm knäortos med perfekt passform



- Ger kontrollerat rörelseintervall eller total immobilisering i knäleden.
- Efter skada eller operation i knäled.
- Bekväm att bära och har mycket låg vikt.
- Flyttbara manchetter.
- Universal storlek som passar både höger och vänster ben.
- Mjuk och skön polstring med silikon som hjälper till att hålla ortosen på plats.
- Extension och flexion kan justeras i intervall om 10°. Snabblås fixerar ROM.



Snabbspännen för enkel applicering.



Formbara skenor för perfekt individanpassning.



Längden kan justeras från ca 45 cm till 64 cm med teleskopmekanismen.



Bandlängden justeras enkelt både fram och bak på liggande patient.



Solrosvägen 1 • 263 62 Viken, Sverige • +46 (0)42-35 22 20 • info@nordicare.se • www.nordicare.se

NordiCare®

2025-04-09 SE